



Brugermanual:

- Langt tryk på enten vibrationsmassage- og/eller varmekfunktionen for at tænde/slukke for den ønskede behandling.
- Tryk på varmeikonet for at justere temperaturen: Én gang for 45°, to gange for 48°, tre gange for 56° og fire gange for 60°.
- Tryk på vibrationsikonet for at indstille intensiteten af vibrationsmassage: Én gang for 3000 (vibrationer pr. minut), to gange for 4500, tre gange for 5000 og fire gange for 6000.

Anvend ikke produktet imens du sover.

Anvend ikke produktet i samme position i længere tid, og vær opmærksom på potentiel hudirritation.

Produktet bør ikke anvendes af gravide eller personer med hjerteproblemer.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

