

ARTEMIS

BLUSH EDITION

USER MANUAL

Model: E100B-1



RENPHO
REJUVEN

Tak for dit køb.

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug og følg alle instruktioner. Da vi løbende forbedrer os Vores produkter, specifikationer kan ændres - altid Se din faktiske enhed, hvis funktionerne afviger fra denne manual. Gem denne vejledning til senere brug.

VIGTIG SIKKERHED INSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG.

1. De medfølgende øjekopper øger sikkerheden ved at blokering af infrarødt lys og andre lyskilder. HvisHvis du bruger enheden uden øjekopper monteret, skal du undgå at se direkte på lyskilden og begrænse langvarig eksponering, og hold øjnene lukkede under brug.
2. Oplad venligst fuldt op, når du bruger den første gangcontrolleren.
3. Masken indeholder kredsløb og LED moduler - undgå at klemme, folde eller placeringe genstande på den.
4. Brug kun en strømforsyning med en effekt på ≤ 15 W.
5. Stop brugen, hvis der opstår ubehag.
6. For bedre absorption, brug sammen med engangsansigtsmasker, der indeholder naturlige ingredienser eller hudplejeprodukter produkter som akne/hvidningsbehandlinger for at forstærke virkningerne.
7. Masken indeholder silikone og kan have en svag lugt ved første åbning - dette er normalt og vil forsvinde hurtigt.

ADVARSLER

- Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er tændt, for at undgå risiko for brand eller forbrændinger.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er trænet, overvåget eller bruges sammen for at undgå brandfare eller forbrændinger.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af børn. Børn bør overvåges for at sikre, at de/eg ikke med enheden for at undgå risiko for brand og forbrændinger.
- Vask IKKE elektriske dele med vand eller andre væsker.
- Vand og elektricitet er farligt kombination, og for at undgå faren forudgangspunktet:
 - Brug ikke enheden i et fugtigt miljø (f.eks. i et badeværelse, brusebad eller pool) vedhæftet fil).
 - Lad ikke vand trænge ind i enheden.
- Brug ikke enheden, hvis den ser ud til at være fungerer forkert, og kontakt kundesupport.
- Brug ikke enheden sammen med nogen anden medicin, der kan forårsage skade på hudvævet.
- Udsæt ikke nogen dele af enheden forkemiske opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler.
- Enheden indeholder silikone og plastik, der komme i kontakt med huden under brug. Må ikkebrug apparatet, hvis du har en kendt allergisk

- reaktion ved kontakt med silikone eller plast.
- Undgå væske på lyspanelet og controlleren. Stop brugen, hvis der er vand i enheden.
- Åbning eller ændring af enheden kan beskadige driftskredsløbene og vil resultere i ugyldiggørelse af garanti.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn, da remmen kan forårsage kvælning.
- Brug af kontroller eller justeringer eller ydeevneUdførelse af andre procedurer end de heri angivne kan resultere i FARLIG strålingseksponering.

Denne enhed er kun til kosmetiske formål og er ikke beregnet til diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Det er ikke en LED-terapienhed af medicinsk kvalitet og har ingen terapeutiske eller kliniske effekter.

Om batteriet

1. Udsæt ikke enheden eller batteriet for ekstreme temperaturer-turer.
2. Vær opmærksom på risikoen for, at terminalerne på den batteridrevne enhed eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
3. Denne enhed indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriet er ved at være brugt op, skal enheden isættes korrektbortskaffet.
4. Batteriet må ikke skilles ad, åbnes eller rives i stykker.
5. Udsæt ikke celler eller batterier for mekaniske stød.
6. I tilfælde af utæt celle, må væsken ikke komme i kontakt med hud eller øjne. Hvis der har været kontakt, skylles det berørte område med rigeligt vand og søges lægehjælp. lægelig rådgivning.
7. Sekundære celler og batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og se anvisningerne. producentens instruktioner eller produktmanualen for korrekte opladningsinstruktioner.
8. Lad ikke et batteri være på ladestand i længere tid, når det ikke er i brug.
9. Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt atOplad og aflade cellerne eller batterierne flere gange for at opnå maksimal ydeevne.
10. ADVARSEL - Batteriet, der bruges i denne enhed, kan udgøre en risikorisiko for brand eller kemisk forbrænding ved forkert behandling. Må ikke genoplades, adskilles, opvarm til over 100 °C (212 °F).

Mærkning af batteriproducenter

Producent: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Adresse: Værelse 205, nr. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong-provinsen


Mail: 2933498368@qq.com

Hjemmeside: www.hdbattery.cn

GEM DISSE INSTRUKTIONER

INDHOLDER


① LED silikonemaske




② Øjekop



③ USB-opladerkabel



④ Controller



⑤ Justerbar hovedrem



FORBEREDELSE

Oplad enheden helt før første brug (ca. 2,5 timer) - indikatorerne blinker under oplader og forbliver konstant, når den er fuldt opladet (Bemærk: Kan ikke bruges under opladning)



Følg venligst trinene i rækkefølge



Trin 1

Rengør og tør dit ansigt



Trin 3

Tilslut kontrolleren.



Trin 2

Installer øjekopper korrekt og hovedremme.



Trin 4

Tag masken på, og juster stropperne for en sikker pasform.



OPERATION

Lysfølsom hudtest

Udfør følgende test før første brug:

Trin 1

Placer enheden på din arm og tænd den i 10 minutter. Hvis
Hvis der opstår rødme eller kløe, kan du have lysfølsom hud.
Stop brugen eller kontakt en hudlæge.

Trin 2

Rens og tør dit ansigt (fjern al makeup) for at undgå
interferens fra lysfølsomme kosmetiske ingredienser.
Påførmasken til dit ansigt.

Trin 3

Tjek for eventuelle bivirkninger efter brug, mild rødme er normalt
og burde forsvinde inden for 1-2 timer. Hvis det brænder eller
opstår ubehag, skal du straks stoppe og søge lægehjælp.

1. Tænd / sluk

Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede.

Standardtilstand: Rød + NIR-lys

(intensitetsniveau 1) med en 10-minutters timer.

Sluk: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede igen.

2. Juster intensiteten

Tryk på tænd/sluk-knappen for at gennemgå 5 intensitetsniveauer.



3. Skift lystilstande

Tryk på tilstandsknappen for at skifte mellem rød (R), blå (B), Kombinationer af grønt (G) og infrarødt lys (NIR):



R + NIR-tilstand (630 nm + 850 nm)



B + NIR-tilstand (415nm + 850nm)



G + NIR-tilstand (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR-tilstand (630 nm + 415 nm + 520 nm + 850 nm)

4. Indstil timeren

Tryk på knappen Tid for at skifte mellem sessioner på 10, 20 eller 30 minutter.

Frekvens

Indledende fase: 3-4 sessioner / uge (10 minutter hver).

Vedligeholdelsesfase: 1-2 sessioner / uge efter synlige resultater.

SPECIFIKATION

Produktnavn: LED-lys blød maske

Model: E100B-1

Indgang: 5V $\overline{=}$ 1A

Batterispænding: DC 3,7V

Batterikapacitet: 2000mAh 7,4Wh

Timer: 10/20/30 min (10 min anbefales)

Opladningstid: 2,5 timer

Driftstid: >45 min

Anbefalet omgivelsestemperatur: 10°C - 40°C

RENSNING

1. Maskinen må ikke lægges i blød. Tør forsigtigt afoverfladen med en fugtig klud.
2. Fjern hovedstropperne for separat vask.
3. Brug aldrig ætsende opløsningsmidler (alkohol, blegemiddel, osv.) for at rengøre masken.

OPBEVARING

1. Opbevar masken i dens æske (eller enet køligt, tørt sted).
2. Undgå direkte sollys eller høje temperaturer for at forhindre materialeforringelse.

FEJLFINDING

Q: Hvorfor slukker enheden under brug?

- Automatisk nedlukning sker, når sessionstiden slutter.
- Kontroller batteriniveaueet.

Q: Hvorfor blinker lyset under brug?

- Sørg for, at masken er korrekt tilsluttet til controlleren.

Q: Hvilket intensitetsniveau skal jeg vælge?

- Start på niveau 1 (laveste) og øg gradvist baseret på hudkomfort.

Q: Kan jeg bruge det dagligt for hurtigere resultater?

- Nej. Følg den anbefalede tidsplan. Overforbrug kan irritere huden uden at forbedre effekten.

Q: Hvorfor ser jeg ikke de samme resultater som andre?

- Resultaterne varierer afhængigt af den individuelle hudtykkelse og brugens konsistens.

Garantiperiode 2 år

Producentens garanti bortfalder i henhold til følgende omstændigheder, men ikke begrænset til:

- Forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller modifikation.
- Ulykke, misbrug, misbrug, kontaminering eller andre eksterne årsager.
- Brug af uspecificeret adapter og tilbehør.
- Tab eller skade under transport.
- Skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af instruktionerne.

- Denne garanti gælder ikke for engangs- eller forbrugsdele og omfatter ikke produkter, hvor serienummeret/nummeret er blevet fjernet.

KUNDESERVICE

Vi har en prisvindende garanti, ombytning og kundeservice serviceteam, der garanterer problemfri løsninger på ethvert problem, du måtte have inden for åbningstiden.

TLF: +1(844) 417 0149 (USA og Canada)

Mandag-fredag 9:00AM-4:30PM

1800 69 7367 (KUN AUSTRALIEN)

Mandag-fredag 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (KUN STORBRIANNIEN)

Mandag-fredag 9:00AM-5:00PM (GMT)

E-MAIL: support@renpho.com

* Ved defekte produkter eller returnering af varer bedes du kontakte os med dit ordrenummer inden for den angivne garantiperiode. Smid IKKE produktdele ud, da de kan være nødvendige til inspektion/repairation.

1. Betydningen af symbolet med den overstregede skraldespand på hjul



Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul betyder at du er juridisk forpligtet til at bortskaffe disse apparater separat fra usorteret husholdningsaffald, dvs. gamle apparater skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Batterier eller genopladelige batterier, der ikke er permanent installeret skal fjernes på forhånd og bortskaffes separat.

2. Muligheder for returnering af gamle apparater
Ejere af WEEE kan returnere eller afhente det inden for rammerne af muligheder etableret og tilgængelig for offentlig affaldshåndtering myndigheder for at sikre korrekt bortskaffelse.



1. Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller akkumulatorer angiver, at de ikke må bortskaffes i husholdningsaffaldet, når de er udtjent.
2. Du er juridisk forpligtet til at returnere gamle batterier og akkumulatorer efter brug. Du kan gøre dette gratis på et indsamlingssted i dit område. Adresser på egnede indsamlingssteder kan findes indhentet fra din by eller lokale myndighed.
3. Batterier kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljø og menneskers sundhed. Den separate indsamling og Genbrug af gamle batterier og akkumulatorer har til formål at undgå negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed.
4. Undgå venligst at generere affald fra gamle batterier så vidt muligt, f.eks. undgå at hense affald på offentlige steder ved ikke at uforsigtig efterladelse af batterier eller elektriske og elektroniske udstyr, der indeholder batterier.



Hermed erklærer Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. at dette udstyr overholder direktiv 2014/30/EU, direktiv 2011/65/EU, Begrænsning af brugen af visse farlige stoffer Regulering af stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012 og andre relevante bestemmelser. Den fulde tekst af erklæringen Overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internet adresse:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Kiitos ostoksestasi.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita. Koska parannamme jatkuvasti tuotteidemme tekniset tiedot voivat muuttua – aina katso todellisen laitteen ominaisuuksista poikkeavat tämä käyttöohje. Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUS OHJEET

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

1. Mukana toimitetut silmäsuojukset parantavat turvallisuutta estää infrapunavaloa ja muita valonlähteitä. Jos käytät laitetta ilman silmäsuppiloja, vältä katsomasta suoraan valonlähteeseen ja rajoita pitkäaikainen altistuminen ja pidä silmäsi suljettuina käytön aikana.
2. Lataa akku täyteen ensimmäistä käyttökertaa vartenohjain.
3. Maski sisältää piirejä ja LEDiä moduulit – vältä puristamista, taittamista tai asettamista raskaita esineitä sen päälle.
4. Käytä vain virtalähdettä, jonka teho on ≤ 15 W.
5. Lopeta käyttö, jos ilmenee epämukavuutta.
6. Paremmaksi imeytymiseksi käytä kertakäyttöisiä kasvonaamioita, jotka sisältävät luonnollisia ainesosia tai ihonhoitotuotteita tuotteita, kuten akne- / valkaisuhoidoja, tehostamaan vaikutuksia.
7. Maski sisältää silikonia ja siinä voi olla

hieman hajua avattaessa – tämä on normaalia jakatoaa nopeasti.

VAROITUKSET

- Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa päällä, jotta vältät tulipalon tai palovammojen vaaran.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu henkilöiden käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, elleivät he opetetaan, valvotaan tai käytetään yhdessä tulipalovaaran tai palovammojen välttämiseksi.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he **Älä** leiki laitteella tulipalon ja palovammojen välttämiseksi.
- **ÄLÄ** pese sähköosia vedellä tai muilla nesteillä.
- Vesi ja sähkö ovat vaarallisia yhdistelmä ja välttääkseen vaaranlähtöpiste:
 - Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä (esim. kylpyhuoneessa, suihkussa tai uima-altaassa liite).
 - Älä anna veden päästä laitteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos se näyttää olevan toimii väärin ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Älä käytä laitetta yhdessä minkään muun lääkkeen, jotka voivat vahingoittaa ihosoluja.
- Älä altista laitteen osiakeremiallisia liuottimia tai voimakkaita puhdistusnesteitä.

- Laite sisältää silikonin ja muovin, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa käytön aikana. Älä käytä laitetta, jos sinulla on tiedossa oleva allergia reaktio kosketukseen silikonin tai muovin kanssa.
- Vältä nesteiden joutumista valopaneeliin ja ohjaimiin. Lopeta käyttö, jos laitteessa on vettä.
- Laitteen avaaminen tai muuttaminen voi vahingoittaa käyttöpiirejä ja johtaa laitteen toiminnan mitätöitymiseen. takuu.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, sillä hihna voi aiheuttaa kuristumisvaaran.
- Ohjainten, säätöjen tai suorituskyvyn käyttöMuiden kuin tässä määriteltujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa VAARALLISEEN säteilyaltistukseen.

Tämä laite on tarkoitettu vain kosmeettisiin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu diagnosoida, hoitaa, parantaa tai ehkäistä mitään sairautta. Se ei ole lääketieteellisen luokan LED-hoito-laite, eikä sillä ole terapeuttista taiklinisiä vaikutuksia.

Tietoja akusta

1. Älä altista laitetta tai akkua liiallisille lämpötiloille tuurit.
2. Huomioi paristokäyttöisen laitteen tai akun napojen oikosulkuvaara metalliesineiden vuoksi.
3. Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa. Kun akun käyttöikä on lopussa, laite on ladattava asianmukaisesti hävitetty.
4. Älä pura, avaa tai silppua akkua.
5. Älä altista kennoja tai akkuja mekaanisille iskuille.
6. Jos kenno vuotaa, älä anna nesteen valua ulos. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin. Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhtelee kyseinen alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- lääketieteellistä neuvontaa.
7. Toisioparistot ja -akut on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laturia ja katso valmistajan ohjeista tai tuotteen käyttöoppaasta asianmukaiset latausohjeet.
8. Älä jätä akkua latautumaan pitkäksi aikaa, kun sitä ei käytetä.
9. Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen voi olla tarpeen ladata ja pura kennoja tai akkuja useita kertoja parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
10. VAROITUS - Tässä laitteessa käytetty akku voi aiheuttaa vaarantulipalon tai kemiallisen palovamman vaara, jos sitä käsitellään väärin. Älä lataa uudelleen, pura, kuumenna yli 100 °C:een (212 °F).

Akkujen tuottajien merkinnät

Valmistaja: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Osoite: Værelse 205, nr. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong-provinsin


Sähköposti: 2933498368@qq.com

Verkkosivusto: www.hdbattery.cn

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

SISÄLTÄÄ


① LED-silikonisuojaus




② Silmäkuppi



③ USB-latauskaapelia



④ Ohjain



⑤ Säädettävä päähinna



VALMISTELU

Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa (noin 2,5 tuntia) - merkkivalot vilkkuvat käytön aikana latautuu ja pysyy tasaisena täyteen ladattuna (Huomaa: Ei voida käyttää latauksen aikana).



Noudata ohjeita järjestyksessä



Vaihe 1

Puhdista ja kuivaa kasvoasi



Vaihe 2

Kytke ohjain.



Vaihe 3

Asenna silmäsuojien asianmukaiset asetukset ja pään hihnat.



Vaihe 4

Pue maski ja säädä hihnat varmistaaksesi tukevan istuvuuden.



KÄYTTÖ

Valoherkkyyden ihotesti

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, suorita seuraava testi:

Vaihe 1

Aseta laite käsivarteesi ja käynnistä se 10 minuutiksi. Jos Jos punoitusta tai kutinaa esiintyy, ihosi saattaa olla valoherkkä. Lopeta käyttö tai ota yhteyttä ihotautilääkəriin.

Vaihe 2

Puhdista ja kuivaa kasvosi (poista kaikki meikki) välttääksesi valoherkkien kosmeettisten ainesosien aiheuttamat häiriöt. Levitänaamio kasvoillesi.

Vaihe 3

Tarkista käytön jälkeen mahdollisten haittavaikutuksien varalta, lievä punoitus onnormaali ja sen pitäisi hävitä 1–2 tunnin kuluessa. Jos polttaa tai ilmenee epämukavuutta, lopeta välittömästi ja hakeudu lääkäriin hoitoon.

1. Virta päälle/pois

Käynnistäminen: Pidä virtapainiketta painettuna.

Oletustila: Punainen + NIR-valo (intensiteettitaso 1)10 minuutin ajastimella.

Sammuttaminen: Paina virtapainiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna.

2. Säädä intensiteettiä

Paina virtapainiketta selataksesi 5 intensiteettitasot.



3. Vaihda valotilaa

Paina Tila-painiketta vaihtaaksesi punaisen (R), sinisen (B) tai vihreän (G) ja infrapunavalon (NIR) yhdistelmät:



R + NIR-tila (630 nm + 850 nm)



B + NIR-tila (415nm + 850nm)



G + NIR-tila (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR-tila (630 nm + 415 nm + 520 nm + 850 nm)

4. Aseta ajastin

Paina Aika-painiketta vaihtaaksesi 10, 20 tai 30 minuutin istuntojen välillä.

Taajuus

Alkuvaihe: 3–4 harjoitusta viikossa (10 minuuttia kerrallaan).

Ylläpitovaihe: 1–2 hoitokertaa viikossa näkyvien tulosten jälkeen.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi: LED-pehmeä naamio

Malli: E100B-1

Tulo: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Akun jännite: DC 3,7 V

Akun kapasiteetti: 2000mAh 7,4Wh

Ajastin: 10/20/30 min (suositus 10 min)

Latausaika: 2,5 tuntia

Käyttöaika: >45 min

Suosittelun ympäristön lämpötila: 10–40 °C
(50–104 °F)

PUHDISTUS

1. Älä liota maskia vedessä. Pyyhi varovasti pinta kostealla liinalla.
2. Irrota päähihnat erillistä pesua varten.
3. Älä koskaan käytä syövyttäviä liuottimia (alkoholia, valkaisuainetta, jne.) maskin puhdistamiseksi.

SÄILYTYS

1. Säilytä maskia käytön jälkeen laatikossaan (taiviileässä, kuivassa paikassa).
2. Vältä suoraa auringonvaloa tai korkeita lämpötiloja estää materiaalin heikkenemisen.

VIANETSINTÄ

K: Miksi laite sammuu käytön aikana?

- Automaattinen sammutus tapahtuu, kun istuntoaika päättyy.
- Tarkista akun varaustaso.

K: Miksi valo vilkkuu käytön aikana?

- Varmista, että maski on kytketty tukevasti ohjaimen.

K: Minkä intensiteettitaso minun pitäisi valita?

- Aloita tasolta 1 (alin) ja lisää sitä vähitellen ihon mukavuudesta.

K: Voinko käyttää sitä päivittäin nopeampien tulosten saamiseksi?

- Ei. Noudata suositeltua aikataulua. Liiallinen käyttö voi ärsyttää ihoa parantamatta tehoa.

K: Miksi en näe samoja tuloksia kuin muut?

- Tulokset vaihtelevat ihon paksuuden ja käyttötavan mukaan.

Takuuaika 2 vuotta

Valmistajan takuu on mitätön seuraavissa tapauksissa olosuhteissa, mutta ei rajoittuen:

- Virheellinen tai riittämätön huolto tai muutokset.
- Onnettomuus, väärinkäyttö, kaltoinkohtelu, saastuminen tai muut ulkoiset syyt.
- Määrittämättömien sovittimien ja lisävarusteiden käyttö.
- Kuljetuksen aikana tapahtunut katoaminen tai vahingoittuminen.
- Vahingot, jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

- Tämä takuu ei koske kuluvia osia eikä tuotteita, joista sarjanumero on peräisin. numero on poistettu.

ASIAKASPALVELU

Meillä on palkittu takuu, vaihto- ja asiakastuki asiakaspalvelutiimi, joka takaa vaivattoman ratkaisun kaikkiin ongelmiisi aukioloaikojen sisällä.

PUH: +1(844) 417 0149 (Yhdysvallat ja Kanada)

Maanantai–perjantai 9:00AM–4:30PM

1800 69 7367 (VAIN Australia)

Maanantai–perjantai 9:00AM–6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (VAIN Iso-Britannia)

Maanantai–perjantai 9:00AM–5:00PM (GMT)

E-SÄHKÖPOSTI: support@renpho.com

* Viallisten tuotteiden tai palautuksen yhteydessä ota meihin yhteyttä tilausnumerosi kanssa takuuajan puitteissa. ÄLÄ hävitä mitään tuotteen osia, sillä niitä saatetaan tarvita tarkastukseen / korjaukseen.

1. Yliviivatun pyörillä varustetun roskasäiliön symbolin merkitys



Yliviivattu pyörillä varustetun roskasäiliön symboli tarkoittaa että olet lain mukaan velvollinen hävittämään nämä laitteet erillään lajittelemattomasta yhdyskuntajättestä jätte eli vanhat laitteet on hävitettävä erillään talousjätteestä. Paristot tai ladattavat akut, joita ei ole pysyvästi asennettu on irrotettava etukäteen ja hävitetään erikseen.

2. Vanhojen laitteiden palautusvaihtoehdot

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun omistajat voivat palauttaa tai noutaa sen järjestelmän puitteissa julkisen jätehuollon asettamat ja tarjoamat mahdollisuudet viranomaisia varmistamaan asianmukaisen hävittämisen.



1. Paristojen tai akkujen ylivuotanutun jätteastian symboli osoittaa, että niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana niiden käyttöään päätyttyä.
2. Olet lain mukaan velvollinen palauttamaan vanhat paristot ja akut käytön jälkeen. Voit tehdä tämän maksutta alueesi keräyspisteessä. Sopivien keräyspisteiden osoitteet löytyvät hankittu kaupungiltasi tai paikalliselta viranomaiselta.
3. Paristot voivat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Erillinen keräys ja Vanhojen paristojen ja akkujen kierrätyksen tarkoituksena on välttää ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheuttavia kielteisiä vaikutuksia.
4. Vältä vanhoista paristoista syntyvän jätteen syntymistä niin paljon kuin mahdollista, esim. Vältä roskaamasta julkisia tiloja olemalla paristojen tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden huolimatonta jättäminen paristoja sisältävät laitteet.



Täten Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. vakuuttaa että tämä laite on direktiivin 2014/30/EU, direktiivin 2014/30/EU/2011/65/EU, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien aineiden määräykset 2012 ja muut asiaankuuluvat määräykset. Julistuksen koko teksti Vaatimusten mukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta osoite: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Þakka þér fyrir kaupin.

Vinsamlegast lesið þessa handbók vandlega fyrir notkun og fylgdu öllum leiðbeiningum.

Við erum stöðugt að bæta okkur

Vörur okkar, upplýsingar geta breyst – alltaf vísaðu til raunverulegs tækis þíns ef eiginleikar eru frábrugðnir

þessa handbók. Geymið þessa handbók til síðari viðmiðunar.

MIKILVÆGT ÖRYGGIS LEIÐBEININGAR

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR VANDLEGA ÁÐUR EN ÞAÐ ER NOTKUN.

1. Augnskálin sem fylgja auka öryggi með því að að loka fyrir innrautt ljós og aðrar ljósgjafar. Ef tækið er notað án augnskúffna skal forðast að horfa beint í ljósgjafann, takmarka langvarandi útsetningu og haltu augunum lokuðum meðan á notkun stendur.
2. Þegar þú notar það í fyrsta skipti skaltu hlaða það að fullustjórnanndinn.
3. Gríman inniheldur rafrásir og LED ljós einingar – forðist að kreista, brjóta saman eða setja þær þungir hlutir á því.
4. Notið aðeins aflgjafa með $\leq 15W$ afköst.
5. Hættið notkun ef óþægindi koma fram.
6. Til að ná betri frásogi, notið með einnota andlitsgrímum sem innihalda náttúruleg innihaldsefni eða húðvörur vörur eins og meðferðir við unglingsbólum/hvítunarefnum til að auka áhrifin.
7. Gríman inniheldur sílikon og gæti haft

lítilsháttar lykt við fyrstu opnun – þetta er eðlilegt og mun hverfa fljótt.

VIÐVARANIR

- Ekki skilja tækið eftir án eftirlits þegar það er í gangi til að koma í veg fyrir eldsvoða eða bruna.
- Þetta tæki er ekki hannað til notkunar af einstaklingum með takmarkaða líkamlega, skynjunar- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, nema þeir eru þjálfaðar, undir eftirliti eða notaðar saman til að forðast eldhættu eða brunasár.
- Þetta tæki er ekki ætlað börnum. Börnum skal fylgt eftir til að tryggja að þau Ekki leika þér með tækið til að forðast hættu á eldsvoða og bruna.
- Þvoíð EKKI rafmagnshluta með vatni eða öðrum vökvum.
- Vatn og rafmagn eru hættuleg samsetningu, og til að forðast hættu á útgöngustaðurinn:
 - Ekki nota tækið í röku umhverfi (t.d. í baðherbergi eða sturtu eða sundlaug viðhengi).
 - Leyfið ekki vatni að komast inn í tækið.
- Ekki nota tækið ef það virðist vera virka ekki rétt og hafa samband við þjónustuver.
- Ekki nota tækið samhliða neinum öðrumlyfjum sem geta valdið skemmdum á húðvef.
- Ekki láta neina hluta tækisins verða fyrir efnafræðilegum leysiefnum eða sterkum hreinsiefnum.

- Tækið inniheldur sílikon og plast sem komist í snertingu við húðina við notkun. Ekkinotaðu tækið ef þú ert með þekkt ofnæmisviðbrögð viðbrögð við snertingu við sílikon eða plast.
- Forðist að vökvar komist á ljósaborðið og stjórn tækið. Hættið notkun ef vatn er í tækinu.
- Opnun eða breytingar á tækinu geta skemmt það rekstrarrásirnar og mun leiða til ógildingarábyrgð.
- Vinsamlegast geymið tækið þar sem börn ná ekki til, þar sem ólin getur valdið kyrkingu.
- Notkun stjórn tækja eða stillinga eða afkösta- Aðgerðir aðrar en þær sem hér eru tilgreindar geta leitt til HÆTTULEGAR geislunaráhrifa.

Þetta tæki er eingöngu ætlað til snyrtivörunota og er ekki ætlað til notkunar sem greina, meðhöndla, lækna eða koma í veg fyrir sjúkdóma. Þetta er ekki Læknisfræðilega gæða LED meðferðartæki og hefur engin meðferðar- eða klínísk áhrif.

Um rafhlöðuna

1. Ekki láta tækið eða rafhlöðuna verða fyrir miklum hita-myndir.
2. Verið meðvituð um hættuna á að málmhlutir geti valdið skammhlaupi í tengi rafhlöðutækisins eða rafhlöðunnar.
3. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta út. Þegar rafhlaðan er að verða tæmd skal tækið rétt sett í gangfargað.
4. Ekki taka rafhlöðuna í sundur, opna hana eða rífa hana í sundur.
5. Ekki láta rafhlöður eða frumur verða fyrir vélrænum höggum.
6. Ef leki kemur upp úr rafhlöðunni, leyfið henni ekki að leka. Í snertingu við húð eða augu. Ef efnið hefur komist í snertingu við húð eða augu, skolið viðkomandi svæði með miklu vatni og leitið læknisástoðar. læknisráðgjöf.
7. Hlaða þarf auka rafhlöður og rafhlöður fyrir notkun. Notið alltaf rétt hleðslutæki og vísið til leiðbeininganna. leiðbeiningar framleiðanda eða handbók vörunnar til að fá réttar leiðbeiningar um hleðslu.
8. Ekki skilja rafhlöðu eftir í langvarandi hleðslu þegar hún er ekki í notkun.
9. Eftir langvarandi geymslutíma getur verið nauðsynlegt að hlaða og tæma frumurnar eða rafhlöðurnar nokkrum sinnum til að ná sem bestum árangri.
10. VARÚÐ – Rafhlaðan sem notuð er í þessu tæki getur valdið hættueldsvoða eða efnabruna ef rangt er farið með það. Ekki endurhlaða, Takið í sundur, hitið yfir 100°C (212°F).

Merkingar rafhlöðuframleiðenda

Framleiðandi: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Osoite: Værelse 205, nr. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong-provinsen


Netfang: 2933498368@qq.com

Vefsíða: www.hdbattery.cn

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

INNIHELDUR


① LED sílikon gríma




② Augnbikar



③ USB hleðslunúra



④ Stjórnandi



⑤ Stillanleg höfuðól



UNDIRBÚNINGUR

Hladdu tækið að fullu fyrir fyrstu notkun (um 2,5 klst.) - vísbendingar blikka á meðan í hleðslu og helst stöðugt þegar það er fullhlaðið (Athugið: Ekki hægt að nota það meðan á hleðslu stendur).



Vinsamlegast fylgdu skrefunum í réttri röð



Skref 1

Hreinsið og þurrkið andlitið.



Skref 2

Setjið augnskúffur rétt upp og höfuðólar.



Skref 3

Tengdu stjórn tækið.



Skref 4

Notið grímuna og stillið ólarnar svo hún passi vel.



AÐGERÐ

Ljósnaemi húðpróf

Fyrir fyrstu notkun skal framkvæma eftirfarandi próf:

Skref 1

Settu tækið á handlegginn og kveiktu á því í 10 mínútur. Ef roði eða kláði kemur fram gætirðu verið með ljósnaema húð. Hættu notkun eða ráðfærðu þig við húðlækni.

Skref 2

Hreinsið og þurrkið andlitið (fjarlægjið allan farða) til að forðast truflun frá ljósnaemum snyrtivöruefnum. Berið ágrímuna fyrir andlitið á þér.

Skref 3

Athugið hvort einhverjar aukaverkanir séu til staðar eftir notkun, vægur roði sést.Éðlilegt og ætti að hverfa innan 1–2 klukkustunda. Ef brennandi eða Ef óþægindi koma fram skal hætta strax og leita læknisráðs.

1. Kveikja / slökkva

Kveikja: Ýttu á og haltu inni aflrofanum.

Sjálfgefin stilling: Rauður + NIR ljós
(styrkleikastig 1) með 10 mínútna tímamæli.
uudelleen ja pidä sitä painettuna.

Slökkva: Ýttu á og haltu inni aflrofanum aftur



2. Stilla styrkleika

Ýttu á aflrofann til að fletta í gegnum
5styrkleikastig.

3. Skipta um ljósastillingar

Ýttu á Mode-hnappinn til að skipta á milli rauðs (R), blás (B),
Grænt (G) og innrautt ljós (NIR) samsetningar:



R + NIR-stilling (630 nm + 850 nm)



B + NIR-stilling (415nm + 850nm)



G + NIR-stilling (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR-stilling (630 nm + 415 nm + 520 nm + 850 nm)

4. Stilla tímamæli

Ýttu á tímahnappinn til að skipta á milli 10, 20 eða 30 mínútna
lotna.

Tíðni

Upphafsáfangi: 3–4 lotur/viku (10 mínútur hver)

Viðhaldsfasi: 1–2 lotur/vika eftir sýnilegan árangur.

FORSKRIFT

Vöruheiti: LED ljós mjúk gríma

Gerð: E100B-1

Inntak: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Rafhlaða spenna: DC 3.7V

Rafhlöðuafkastageta: 2000mAh 7,4Wh

Tímastillir: 10/20/30 mín (10 mín ráðlögð)

Hleðslutími: 2,5 klst.

Rekstartími: >45 mín

Ráðlagður umhverfishitastig: 10°C - 40°C

ÞRIF

1. Ekki leggja grímuna í bleyti. Þurrkið varlega afyfirborðið með rökum klút.
2. Fjarlægjið höfuðólin til að þvo þau sérstaklega.
3. Notið aldrei ætandi leysiefni (alkóhól, bleikiefni, o.s.frv.) til að þrifa grímuna.

GEYMSLA

1. Eftir meðferðina skaltu geyma grímuna í kassanum sínum (eða íköldum, þurrum stað).
2. Forðist beint sólarljós eða hátt hitastig til aðkoma í veg fyrir niðurbrot efnis.

ÚRLEIÐSLA

Sp.: Af hverju slokknar tækið á sér við notkun?

- Sjálfvirk lokun á sér stað þegar lotutíma lýkur.
- Athugaðu rafhlöðustöðuna.

Sp.: Af hverju blikkar ljósið við notkun?

- Gakktu úr skugga um að gríman sé vel tengd við stjórn tækið.

Sp.: Hvaða styrkleikastig ætti ég að velja?

- Byrjaðu á stigi 1 (lægsta) og aukið smám saman út frá þægindi húðarinnar.

Sp.: Get ég notað það daglega til að fá hraðari árangur?

- Nei. Fylgið ráðlagðri áætlun. Ofnotkun geturetir húðina án þess að bæta virknina.

Sp.: Af hverju sé ég ekki sömu niðurstöður og aðrir?

- Niðurstöður eru mismunandi eftir þykkt húðarinnar og notkunarreglum.

Tryggingartími 2 ár

Ábyrgð framleiðanda er ógild samkvæmt eftirfarandi aðstæður en ekki takmarkað við:

- Óviðeigandi eða ófullnægjandi viðhald eða breytingar.
- Slys, misnotkun, ofbeldi, mengun eða aðrar utanaðkomandi orsakir.
- Notkun ótilgreinds millistykkis og fylgihluta.
- Tap eða skemmdir í flutningi.
- Tjón sem hlýst af því að leiðbeiningum er ekki fylgt.

- Þessi ábyrgð á ekki við um slithluti og nær ekki til neinna vara þar sem raðnúmeriðnúmerið hefur verið fjarlæggt.

Þjónusta við viðskiptavini

Við bjóðum upp á verðlaunaða ábyrgð, skipti og þjónustu við viðskiptavini. Þjónustuteymi sem tryggir vandræðalausar lausnir á öllum vandamálum sem þú gætir lent í innan opnunartíma.

SÍMI: +1(844) 417 0149 (Bandaríkin og Kanada)

Mánudaga til föstudaga 9:00AM–4:30PM

1800 69 7367 (AÐEINS Ástralía)

Mánudaga til föstudaga 9:00AM–6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (AÐEINS Í BRETLANDI)

Mánudaga til föstudaga 9:00AM–5:00PM (GMT)

E-PÓSTFANG: support@renpho.com

* Vinsamlegast hafið samband við okkur með pöntunarnúmerinu ykkar innan tilgreinds ábyrgðartímabils ef um gallaða vöru er að ræða eða ef um skil á vörum er að ræða. **EKKI** farga neinum hlutum vörunnar þar sem þeirra gæti verið nauðsynlegt til skoðunar/viðgerðar.

1. Merking táknsins með yfirstrikaða ruslatunnunni á hjólum



Táknið með yfirstrikaða ruslatunnu á hjólum þýðir að þú ert lagalega skyldugur til að farga þessum tækjum sérstaklega frá óflokkuðum sorphirðum.úrgangur, þ.e. gömlum tækjum verður að farga sérstaklega frá heimilisúr-gangi. Rafhlöður eða endurhlaðanlegar rafhlöður sem eru ekki varanlega uppsett verður að fjarlægjafyrirfram og fargað sérstaklega.

2. Möguleikar á að skila gömlum heimilistækjum Eigendur raf- og rafeindabúnaðar geta skilað honum eða sótt hann innan rammamöguleikar sem settir eru upp og eru aðgengilegir af opinberri sorphirðu yfirvöld til að tryggja rétta förgun.



1. Táknið með yfirstrikaða ruslatunnunni á rafhlöðum eða rafgeymum gefur til kynna að ekki má farga þeim í heimilisúrgangi að líftíma þeirra loknum.
2. Þú ert lagalega skyldugur til að skila gömlum rafhlöðum og rafgeymum. eftir notkun. Þú getur gert þetta án endurgjalds á söfnunarstað á þínu svæði. Heimilisföng viðeigandi söfnunarstaða má finna á fengið frá þinni borg eða sveitarfélagi.
3. Rafhlöður geta innihaldið efni sem eru skaðleg fyrir umhverfi og heilsu manna. Sérstök söfnun og Endurvinnsla gamalla rafhlöðu og rafgeyma er ætluð til að forðast neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu manna.
4. Vinsamlegast forðist myndun úrgangs frá gömlum rafhlöðum eins og kostur er, t.d. Vinsamlegast forðist rusl á almannafæri með því að skilja rafhlöður eða raftæki og rafeindabúnað eftir kæruleysislegabúnað sem inniheldur rafhlöður.



Hér með lýsir Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. yfir að þessi búnaður sé í samræmi við tilskipun 2014/30/ESB, tilskipun2011/65/ESB, Takmörkun á notkun ákveðinna hættulegra efna Reglugerðir um efni í raf- og rafeindabúnaði 2012 og önnur viðeigandi ákvæði. Yfirlýsingin í heild sinniSamræmisvottorð er að finna á eftirfarandi vefsíðum á netinu heimilisfang:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Takk for kjøpet ditt.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alle instruksjoner. Ettersom vi kontinuerlig forbedrer oss våre produkter, spesifikasjoner kan endres – alltid Se den faktiske enheten din hvis funksjonene avviker fra denne håndboken.

Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

VIKTIG SIKKERHET INSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK.

1. De medfølgende øyekoppene øker sikkerheten ved å blokkerer infrarødt lys og andre lyskilder. HvisHvis du bruker enheten uten øyekopper installert, unngå å se direkte på lyskilden, begrensn langvarig eksponering, og hold øynene lukketunder bruk.
2. Lad opp batteriet helt når du bruker det for første gangkontrolleren.
3. Masken inneholder kretser og LED-lys moduler – unngå å klemme, brette eller plasseretunge gjenstander på den.
4. Bruk kun en strømforsyning med en utgangseffekt på ≤ 15 W.
5. Avbryt bruken hvis ubehag oppstår.
6. For bedre absorpsjon, bruk med engangs ansiktsmasker som inneholder naturlige ingredienser eller hudpleie produkter som akne-/blekingsbehandlinger for å forsterke effekten.
7. Masken inneholder silikon og kan ha en svak lukt

ved første åpning – dette er normalt og vil forsvinne raskt.

ADVARSLER

- Ikke la enheten være uten tilsyn når den er slått på. Dette kan føre til brannfare eller brannskader.
- Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er opplært, overvåket eller brukt sammen for å unngå brannfare eller brannskader.
- Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke lek med enheten for å unngå risiko for brann og brannskader.
- IKKE vask elektriske deler med vann eller andre væsker.
- Vann og elektrisitet er farlig kombinasjon, og for å unngå faren forutgangspunktet:
 - Ikke bruk enheten i fuktige omgivelser (f.eks. på badet, i dusjen eller i bassenget vedlegg).
 - Ikke la vann komme inn i enheten.
- Ikke bruk enheten hvis den ser ut til å være fungerer feil, og kontakt kundestøtte.
- Ikke bruk enheten i kombinasjon med noen medisiner som kan skade hudvevet.
- Ikke utsett noen deler av enheten for kjemiske løsemidler eller sterke rengjøringsvæsker.

- Enheten inneholder silikon og plast som komme i kontakt med huden under bruk. Ikke bruk enheten hvis du har en kjent allergisk reaksjon reaksjon på kontakt med silikon eller plast.
- Unngå væske på lyspanelet og kontrollere. Avbryt bruken hvis det er vann i enheten.
- Åpning eller endring av enheten kan skade den driftskretsene og vil føre til atgaranti.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn, da stropen kan forårsake kvelning.
- Bruk av kontroller eller justeringer eller ytelseBruk av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til FARLIG strålingseksponering.

Denne enheten er kun til kosmetiske formål og er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom. Det er ikke en LED-terapiapparat av medisinsk kvalitet og har ingen terapeutiske ellerkliniske effekter.

Om batteriet

1. Ikke utsett enheten eller batteriet for høye temperaturer-turer.
2. Vær oppmerksom på risikoen for at terminalene på den batteridrevne enheten eller batteriet kan kortsluttes av metallgjenstander.
3. Denne enheten inneholder batterier som ikke kan byttes ut. Når batteriet er ved slutten av levetiden, skal enheten settes i riktigavhendet.
4. Ikke demonter, åpne eller makuler batteriet.
5. Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt.
6. Hvis en celle lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har vært kontakt, skyll det berørte området med rikelig med vann og søk legehjelp. medisinske råd.
7. Sekundærceller og batterier må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader og se instruksjonene. produsentens instruksjoner eller produkthåndboken for riktige ladeinstruksjoner.
8. Ikke la et batteri lades over lengre tid når det ikke er i bruk.
9. Etter lengre tids lagring kan det være nødvendig åLad og utlad cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
10. FORSIKTIG – Batteriet som brukes i denne enheten kan utgjøre en risikobrannfare eller kjemisk etseskade ved feilbehandling. Ikke lad opp igjen, demonter, varm opp til over 100 °C (212 °F).

Merking av batteriprodusenter

Produsent: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Adresse: Værelse 205, nr. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong-provinsen


E-post: 2933498368@qq.com

Nettside: www.hdbattery.cn

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

INNEHOLDER


① LED-silikonmaske




② Øyekopp



③ USB-ladekabler



④ Kontroller



⑤ Justerbar hodestropp



PREPARAT

Lad enheten helt opp før første gangs bruk (ca. 2,5 timer) - indikatorene blinker under lader og holder seg fast når den er fulladet (Merk: Kan ikke brukes under lading).



Vennligst følg trinnene i rekkefølge



Trinn 1

Rengjør og tørk ansiktet ditt.



Trinn 2

Installer øyekopper riktig og hodestropper.



Trinn 3

Koble til kontrolleren.



Trinn 4

Ta på deg masken, og juster stroppene for en sikker passform.



OPERASJON

Lysfølsom hudtest

Utfør følgende test før første gangs bruk:

Trinn 1

Plasser enheten på armen din og slå den på i 10 minutter. Hvis det oppstår rødhet eller kløe, kan du ha lysfølsom hud. Avbryt bruken eller kontakt en hudlege.

Trinn 2

Rengjør og tørk ansiktet (fjern all sminke) for å unngå interferens fra lysfølsomme kosmetiske ingredienser. Påførmasken til ansiktet ditt.

Trinn 3

Sjekk for eventuelle bivirkninger etter bruk, mild rødhet er normalt og bør forsvinne innen 1–2 timer. Hvis det brenner eller ubehag oppstår, stopp umiddelbart og kontakt lege.


1. Slå på / av

Slå på: Trykk og hold inne av/på-knappen.

Standardmodus: Rød + NIR-lys

(intensitetsnivå 1) med en 10-minutters timer.

Slå av: Trykk og hold inne av/på-knappen igjen



2. Juster intensiteten

Trykk på av / på-knappen for å bla gjennom 5 intensitetsnivåer.

3. Bytt lysmodus

Trykk på modusknappen for å veksle mellom rød (R), blå (B), Grønn (G) og infrarød lyskombinasjon (NIR):



R + NIR-modus (630 nm + 850 nm)



B + NIR-modus (415nm + 850nm)



G + NIR-modus (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR-modus (630 nm + 415 nm + 520 nm + 850 nm)

4. Still inn timeren

Trykk på tidsknappen for å bytte mellom økter på 10, 20 eller 30 minutter.

Hyppighet

Innledende fase: 3–4 økter / uke (10 minutter hver).

Vedlikeholdsfasen: 1–2 økter / uke etter synlige resultater.

SPESIFIKASJON

Produktnavn: LED-lys myk maske

Modell: E100B-1

Inngang: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Batterispenning: DC 3,7V

Batterikapasitet: 2000 mAh 7,4 Wh

Timer: 10/20/30 min (10 min anbefales)

Ladetid: 2,5 timer

Driftstid: >45 min

Anbefalt omgivelsestemperatur:

10–40 °C (50–104 °F)

RENGJØRING

1. Ikke bløtlegg masken i vann. Tørk forsiktig avoverflaten med en fuktig klut.
2. Fjern hodestroppene for separat vask.
3. Bruk aldri etsende løsemidler (alkohol, blekemiddel, osv.) for å rengjøre masken.

LAGRING

1. Etter behandlingen, oppbevar masken i esken (eller enkjølig, tørt sted).
2. Unngå direkte sollys eller høye temperaturer for å forhindre materialforringelse.

FEILSØKING

Spørsmål: Hvorfor slår enheten seg av under bruk?

- Automatisk avstenging skjer når økttiden er over.
- Sjekk batterinivået.

Spørsmål: Hvorfor blinker lyset under bruk?

- Sørg for at masken er ordentlig koblet til kontrolleren.

Spørsmål: Hvilket intensitetsnivå bør jeg velge?

- Start på nivå 1 (laveste) og øk gradvis basert på hudkomfort.

Spørsmål: Kan jeg bruke den daglig for raskere resultater?

- Nei. Følg den anbefalte planen. Overforbruk kan irritere huden uten å forbedre effekten.

Spørsmål: Hvorfor ser jeg ikke de samme resultatene som andre?

- Resultatene varierer avhengig av individuell hudtykkelse og konsistens ved bruk.

Garantiperiode 2 år

Produsentens garanti er ugyldig i henhold til følgende omstendigheter, men ikke begrenset til:

- Feil eller utilstrekkelig vedlikehold eller modifikasjon.
- Ulykke, feilbruk, misbruk, forurensning eller andre ytre årsaker.
- Bruk av uspesifisert adapter og tilbehør.
- Tap eller skade under transport.
- Skader som oppstår som følge av at man ikke følger instruksjonene.

- Denne garantien gjelder ikke for forbruksdeler og omfatter ikke produkter der serienummeret/nummeret er fjernet.

KUNDESERVICE

Vi har en prisvinnende garanti, bytte- og kundeservice. serviceteam som garanterer problemfrie løsninger på ethvert problem du måtte ha innen åpningstiden.

TLF: +1(844) 417 0149 (USA og Canada)

Mandag–fredag 9:00AM–4:30PM

1800 69 7367 (KUN Australia)

Mandag–fredag 9:00AM–6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (KUN STORBRIANNIA)

Mandag–fredag 9:00AM–5:00PM (GMT)

E-POST: support@renpho.com

* Ved defekte produkter eller retur av varer, vennligst kontakt oss med ordrenummeret ditt innen den angitte garantiperioden. IKKE kast noen produktdele, da de kan være nødvendige for inspeksjon / reparasjon.

1. Betydningen av symbolet med den overkryssede søppelbøtten



Symbolet med den overkryssede søppelbøtten betyr at du er juridisk forpliktet til å kaste disse apparatene separat fra usortert kommunalt avfall, dvs. gamle apparater må kastes separat fra husholdningsavfallet. Batterier eller oppladbare batterier som ikke er permanent installert må fjernes på forhånd og kastes separat.

2. Alternativer for retur av gamle apparater

Eiere av EE-avfall kan returnere eller hente det innenfor rammen av muligheter etablert og tilgjengelig av offentlig avfallshåndtering myndighetene for å sikre riktig avhending.



1. Symbolet med den overkryssede søppelbøtten på batterier eller akkumulatører indikerer at de ikke må kastes i husholdningsavfallet når de er uttjent.
2. Du er juridisk forpliktet til å returnere gamle batterier og akkumulerte etter bruk. Du kan gjøre dette gratis på et innsamlingssted i ditt område. Adresser til passende innsamlingssteder kan finnes innhentet fra byen eller lokale myndigheter.
3. Batterier kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og menneskers helse. Separat innsamling og Resirkulering av gamle batterier og akkumulatører har som mål å unngå negative effekter på miljøet og menneskers helse.
4. Unngå generering av avfall fra gamle batterier så langt det er mulig, f.eks. Unngå å forsøple offentlige steder ved å ikke uforsiktig oppgivelse av batterier eller elektriske og elektroniske utstyr som inneholder batterier.



Herved erklærer Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. at dette utstyret er i samsvar med direktiv 2014/30/EU, direktiv2011/65/EU, Begrensning av bruk av visse farlige stoffer Forskrift om stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012 og andre relevante bestemmelser. Hele teksten til erklæringen Samsvarserklæringen kan fås på følgende internett adresse: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Tack för ditt köp.

Läs noggrant igenom denna manual före användning och följ alla instruktioner.

Vi förbättrar oss kontinuerligt våra produkter, specifikationer kan ändras – alltid Se din faktiska enhet om funktionerna skiljer sig från denna manual. Spara denna guide för framtida bruk.

VIKTIG SÄKERHET INSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA INNAN ANVÄNDNING.

1. De medföljande ögonkopparna ökar säkerheten genom att blockerar infrarött ljus och andra ljuskällor. Om du använder enheten utan ögonmusslor installerade, undvik att titta direkt in i ljuskällan, begränsa långvarig exponering och håll ögonen stängda under användning.
2. Ladda batteriet helt när du använder det för första gångenkontrollanten.
3. Masken innehåller kretsar och lysdioder moduler – undvik att klämma, vika eller placeringa föremål på den.
4. Använd endast en nätadapter med en uteffekt på ≤ 15 W.
5. Avbryt användningen om obehag uppstår.
6. För bättre absorption, använd med engångsmasker för ansiktet som innehåller naturliga ingredienser eller hudvårdsprodukter produkter som akne- / blekningsbehandlingar för att förstärka effekterna.
7. Masken innehåller silikon och kan ha en

svag lukt vid första öppningen – detta är normalt och kommer att försvinna snabbt.

VARNINGAR

- Lämna inte enheten utan uppsikt när den är påslagen för att undvika risk för brand eller brännskador.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte är utbildade, övervakade eller används tillsammans för att undvika brandrisker eller brännskador.
- Denna enhet är inte avsedd att användas av barn. Barn bör övervakas för att säkerställa att deLek inte med enheten för att undvika risk för brand och brännskador.
- Tvätta INTE elektriska delar med vatten eller andra vätskor.
- Vatten och elektricitet är farliga kombination, och för att undvika risken förutgångspunkten:
 - Använd inte enheten i fuktiga miljöer (t.ex. i ett badrum eller dusch eller pool fastsättning).
 - Låt inte vatten komma in i apparaten.
- Använd inte enheten om den verkar vara fungerar felaktigt och kontakta kundsupport.
- Använd inte enheten i kombination med någon annan läkemedel som kan skada hudvävnaden.
- Utsätt inte några delar av enheten för kemiska lösningsmedel eller starka rengöringsvätskor.

- Enheten innehåller silikon och plast som komma i kontakt med huden under användning. Får inte använd apparaten om du har en känd allergisk reaktion vid kontakt med silikon eller plast.
- Undvik vätskor på ljuspanelen och styrenheten. Avbryt användningen om det finns vatten i enheten.
- Att öppna eller ändra enheten kan skada den driftskretsarna och kommer att resultera i att ogiltigförklaragaranti.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn, eftersom remmen kan orsaka strypning.
- Användning av kontroller eller justeringar eller prestandaUtförande av andra procedurer än de som anges här kan resultera i FARLIG strålningsexponering.

Denna apparat är endast avsedd för kosmetiska ändamål och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Det är inte en medicinsk LED-terapiapparat och har ingen terapeutisk eller kliniska effekter.

Om batteriet

1. Utsätt inte enheten eller batteriet för höga temperaturer-turer.
2. Var medveten om risken att polerna på den batteridrivna enheten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
3. Denna enhet innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är förbrukat ska enheten installeras korrektbortskaffas.
4. Batteriet får inte demonteras, öppnas eller rivas sönder.
5. Utsätt inte celler eller batterier för mekaniska stötar.
6. Om en cell läcker, låt inte vätskan komma in i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har uppstått, skölj det drabbade området med rikligt med vatten och sök läkarhjälp. medicinsk rådgivning.
7. Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Använd alltid rätt laddare och se anvisningarna tillverkarens instruktioner eller produktmanualen för korrekta laddningsinstruktioner.
8. Lämna inte ett batteri på laddning under längre tid när det inte används.
9. Efter längre perioder av förvaring kan det vara nödvändigt attLadda och urladda cellerna eller batterierna flera gånger för att uppnå maximal prestanda.
10. VARNING - Batteriet som används i den här enheten kan utgöra en riskrisk för brand eller kemisk brännskada vid felaktig hantering. Ladda inte om, demontera, värm över 100 °C (212 °F).

Märkning av batteriproducenter

Tillverkare: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Adress: Værelse 205, nr. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong-provinsen


E-post: 2933498368@qq.com

Hemsida: www.hdbattery.cn

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INNEHÅLLER


① LED-silikonmask




② Ögonkopp



③ USB-laddningskabel



④ Kontroller



⑤ Justerbar huvudrem



FÖRBEREDELSE

Ladda enheten helt före första användningen (cirka 2,5 timmar) - indikatorerna blinkar under laddas och lyser med fast ljus när den är fulladdad (Obs: Kan inte användas under laddning).



Följ stegen i ordning



Steg 1

Rengör och torka ansiktet.



Steg 2

Montera ögonmusslorna korrekt och huvudremmar.




Steg 3

Anslut styrenheten.



Steg 4

Ta på dig masken och justera remmarna för att få en säker passform.



DRIFT

Ljuskänslighetshudtest

Utför följande test före första användningen:

Steg 1

Placera enheten på armen och slå på den i 10 minuter. Om Om rodnad eller klåda uppstår kan du ha ljuskänslig hud. Avbryt användningen eller kontakta en hudläkare.

Steg 2

Rengör och torka ansiktet (ta bort all smink) för att undvika störningar från ljuskänsliga kosmetiska ingredienser. Appliceramasken mot ditt ansikte.

Steg 3


Kontrollera eventuella biverkningar efter användning, mild rodnad är normalt och bör avta inom 1–2 timmar. Om det bränns eller obehag uppstår, avbryt omedelbart och sök läkarhjälp.

1. Ström på / av

Slå på: Tryck och håll ner strömknappen.

Standardläge: Röd + NIR-ljus (intensitetsnivå 1) med en 10-minuterstimer.

Stäng av: Tryck och håll strömknappen intryckt igen



2. Justera intensiteten

Tryck på strömbrytaren för att växla mellan 5 intensitetsnivåer.

3. Växla ljuslägen

Tryck på lägesknappen för att växla mellan röd (R), blå (B), Kombinationer av grönt (G) och infrarött ljus (NIR):



R + NIR-läge (630 nm + 850 nm)



B + NIR-läge (415nm + 850nm)



G + NIR-läge (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR-läge (630 nm + 415 nm + 520 nm + 850 nm)

4. Ställ in timern

Tryck på tidsknappen för att växla mellan 10-, 20- eller 30-minuterssessioner

Frekvens

Inledande fas: 3–4 sessioner/vecka (10 minuter vardera).

Underhållsfas: 1–2 sessioner/vecka efter synliga resultat.

SPECIFIKATION

Produktnamn: LED-ljus mjukmask

Modell: E100B-1

Ingång: 5V \equiv 1A

Batterispänning: DC 3,7V

Batterikapacitet: 2000mAh 7,4Wh

Timer: 10/20/30 min (10 min rekommenderas)

Laddningstid: 2,5 timmar

Driftstid: >45 min

Rekommenderad omgivningstemperatur:

10°C - 40°C

RENGÖRING

1. Blötlägg inte masken i vatten. Torka försiktigt avytan med en fuktig trasa.
2. Ta bort huvudremmarna för separat tvätt.
3. Använd aldrig frätande lösningsmedel (alkohol, blekmedel, etc.) för att rengöra masken.

LAGRING

1. Förvara masken i sin låda (eller en annan förpackning) efter behandlingen. sval, torrt ställe).
2. Undvik direkt solljus eller höga temperaturer för att förhindra materialnedbrytning.

FELSÖKNING

F: Varför stängs enheten av under användning?

- Automatisk avstängning sker när sessionstiden är slut.
- Kontrollera batterinivån.

F: Varför blinkar lampan under användning?

- Se till att masken är ordentligt ansluten till kontrollenheten.

F: Vilken intensitetsnivå ska jag välja?

- Börja på nivå 1 (lägst) och öka gradvis baserat på hudkomfort.

F: Kan jag använda den dagligen för snabbare resultat?

- Nej. Följ det rekommenderade schemat. Överanvändning kan irritera huden utan att förbättra effekten.

F: Varför ser jag inte samma resultat som andra?

- Resultaten varierar beroende på individuell hudtjocklek och användningskonsekvens.

Garanti period 2 år

Tillverkarens garanti upphör att gälla enligt följande omständigheter men inte begränsat till:

- Felaktigt eller otillräckligt underhåll eller modifiering.
- Olycka, felaktig användning, missbruk, kontaminering eller andra yttre orsaker.
- Användning av ospecificerad adapter och tillbehör.
- Förlust eller skada under transport.
- Skador som uppstår till följd av att man inte följer instruktionerna.

- Denna garanti gäller inte förbrukningsdelar eller förbrukningsdelar och omfattar inte produkter från vilka serienumret/numret har tagits bort.

KUNDSERVICE

Vi har en prisbelönt garanti, byte och kundservice. serviceteam som garanterar problemfria lösningar på alla problem du kan ha inom kontorstid.

TEL: +1(844) 417 0149 (USA och Kanada)

Måndag–fredag 9:00AM–4:30PM

1800 69 7367 (ENDAST AUSTRALIEN)

Måndag–fredag 9:00AM–6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (ENDAST STORBRIANNIEN)

Måndag–fredag 9:00AM–5:00PM (GMT)

E-POST: support@renpho.com

* Vid defekta produkter eller retur av varor, vänligen kontakta oss med ditt ordernummer inom den angivna garantiperioden. KASTA INTE några produkt delar eftersom de kan behövas för inspektion/repairation.

1. Betydelsen av symbolen med den överkorsade soptunnan



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att du är lagligt skyldig att kassera dessa apparater separat från osorterade kommunala avfallssorter/avfall, dvs. gamla apparater måste kasseras separat från hushållsavfallet. Batterier eller uppladdningsbara batterier som inte är permanent installerade måste tas bort förväg och kasseras separat.

2. Alternativ för att returnera gamla apparater

Ägare av WEEE kan returnera eller hämta det inom ramen för möjligheter som etablerats och är tillgängliga av offentlig avfallshantering myndigheter för att säkerställa korrekt avfallshantering.



1. Symbolen med den överkorsade soptunnen på batterier eller ackumulatörer indikerar att de inte får kastas i hushållsavfallet när de är uttjänta.
2. Du är enligt lag skyldig att returnera gamla batterier och ackumulerade återvinningscentraler efter användning. Du kan göra detta kostnadsfritt på en samlingsplats i ditt område. Adresser till lämpliga samlingsplatser kan hittas erhållits från din stad eller lokala myndighet.
3. Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och människors hälsa. Separat insamling och Återvinning av gamla batterier och ackumulatörer syftar till att undvika negativa effekter på miljön och människors hälsa.
4. Undvik generering av avfall från gamla batterier så långt det är möjligt, t.ex. Undvik att skräpa ner offentliga platser genom att inte att slarvigt lämna batterier eller elektriska och elektronisk utrustning som innehåller batterier.



Härmed förklarar Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. att denna utrustning uppfyller kraven i direktiv 2014/30/EU, direktiv 2011/65/EU, Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen Förordningar om ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012 och andra relevanta bestämmelser. Den fullständiga texten i förklaringen Överensstämmelseförklaringen kan erhållas på följande internet adress: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO
REJUVEN