

salling



INSTRUCTION MANUAL MINI MASSAGE GUN

10958217

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Salling. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



Fare: For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand og personskade skal apparatet bruges i overensstemmelse med følgende anvisninger.

Kun til voksne

Apparatet må kun bruges på tørre, rene hudoverflader på kroppen og må ikke bruges med tøj som mellemlag. Tryk apparatet forsigtigt mod huden, og bevæg apparatet.

Behandlingen af hver del varer ca. 60 sekunder.

Brug kun apparatet på bløde områder af kroppen uden at forårsage smerte eller ubehag.

Brug ikke apparatet på hovedet, hårde steder på kroppen eller på steder med knogler.

Brug kun det vibrerende hoved, der giver det bedste resultat.

Der kan opstå blå mærker ved moderat eller normalt pres. Kontrollér hele tiden området, der behandles.

Stop straks behandlingen, hvis der er tegn på smerte eller ubehag.

Hold fingre, hår eller andre dele af kroppen væk fra skaftet og bagsiden af det vibrerende hoved. De kan komme i klemme.

Placer ikke genstande i apparatets ventilationsåbning.

Sænk ikke apparatet ned i vand, og undgå, at vand kommer ind i apparatets ventilationsåbning.

Tab ikke apparatet, og brug det ikke på ukorrekt vis.

Oplad kun med DC 5V indgang (adapter medfølger ikke).

Kontrollér apparat og batteri grundigt før hver brug.

Ændr ikke, og modificér ikke apparatet på nogen måde.

Brug aldrig apparatet uden opsyn.

ADVARSLER OG PÅMINDELSER

Sænk ikke apparatet ned i vand. Hold apparatet væk fra væske og varmekilder. Hold ventilationsåbningen fri for støv og snavs.

Fjern ikke skruerne, og prøv ikke at skille apparatet ad.

Brug ikke apparatet uafbrudt i mere end en halv time. Stands apparatet i 15 minutter, og brug det så igen.

Tag USB-kablet (dette produkt kommer med USB-kabel, adapter medfølger ikke) ud af massageapparatet efter opladning eller før brug.

Apparatet er kun til voksne. Brug ikke apparatet, hvis du har skader. Rådfør dig med din læge, før du bruger apparatet.

KONFIGURATION OG SPECIFIKATIONER

Konfiguration

1. Tænd/sluk-knap
 2. Lysdiode for hastighedstrin (blå)
 3. Håndtag/fix batteri
 4. Aftageligt, udskifteligt vibrationshoved
Når du fjerner vibrationshovedet, skal du bare bruge din styrke til at trække det ud af hovedapparatet.
 5. Type-C-kabel
- Justering i 6 hastigheder dækker forskellige behov



Kontrollampe for hastighed



- Hastighed 1 – 2.500 omdrejninger pr. minut
- Hastighed 2 – 2.700 omdrejninger pr. minut
- Hastighed 3 – 2.900 omdrejninger pr. minut
- Hastighed 4 – 3.100 omdrejninger pr. minut
- Hastighed 5 – 3.300 omdrejninger pr. minut
- Hastighed 6 – 3.500 omdrejninger pr. minut
- Hastighedsvælger
- Opladningsstik



U-formet hoved – til ryghvirvler



Lille rundt hoved – til led



Kugleformet hoved – til større muskelgrupper



Lille fladt hoved – til alle områder på kroppen

VEDLIGEHOELDELSE, RENGØRING OG OPBEVARING:

Rengør apparatet med et let vædet håndklæde, og tør derefter apparatet af med en blød klud med henblik på opbevaring, eller læg det i den medfølgende æske, når du er på rejse.

OPLADNING

Oplad apparatet helt i tre timer før første brug. Tilslut til DC5V indgang (adapter medfølger ikke) for opladning.

Lysdioden på apparatet blinker, når batteriet er tilsluttet og viser batteriniveauet. Batteriet oplades.

Når alle lysdioder lyser konstant, er batteriet fuldt opladet.

Det anbefales ikke at opbruge batteriet helt til det laveste blue lysdiodeniveau.

Apparatets gennemsnitlige driftstid er en halv time, afhængigt af hastighed og det anvendte tryk under brugen.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10958217

Indgang: DC 5V, 1A

25 Watt

2 x 800 mAh Li-ion Batteri

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Danmark

www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Salling. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally

friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



Danger: In order to reduce the risk of electric shock, fire and personal injury, this product must be used in accordance with the following instructions.

For adults only

It can only be used on dry, clean skin surfaces of the body, and cannot be used through clothes. Press and move it gently on the skin. The duration on each part is about 60 seconds. Use this device only on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. Do not use it on head or any hard or boned part of the body.

Only use the vibrating head that can produce the best results.

Bruise may be caused whether under moderate pressure or normal pressure. Please always check the area that receives physiotherapy.

Stop using it immediately once there is any sign of pain or discomfort.

Keep fingers, hair, or other parts of the body away from the shaft and back of the vibrating head, because they might be pinched.

Do not place any object in the vent of the device.

Do not immerse it in water or allow water to enter the vent of the device.

Do not drop the device or use it improperly.

Charge only with DC 5V input (adapter not included)..

Carefully check the device and battery before each use.

Do not change or modify the device in any way.

Never operate or charge the device in an unattended way.

WARNINGS AND REMINDERS

Do not immerse it into water. Keep it away from liquids or heat sources. Keep the vent free from dust and scraps.

Do not remove the screws or try to disassemble the device.

Do not continuously use it for more than half an hour. Please stop the device for 15 minutes and then use it again.

Remove the USB cable (this product comes with a USB cable only, adapter not included) from the massager after charging or before use.

It is only for adults. If you have injuries, do not use this device. Please consult with your doctor before using this device.

CONFIGURATION AND SPECIFICATION

Configuration

- 1. Power on/OFF button
 - 2. Power level indicator lamp LED (blue)
 - 3. Handle/fix battery
 - 4. Removable, replaceable vibration head
- When removing the vibration head, just exert your strength to pull it out from the main appliance.
- 5. Type-C cable
 - 6-level adjustment meets different needs



Level indicator lamp



- Level 1 - 2500 rpm
- Level 2 - 2700 rpm
- Level 3 - 2900 rpm
- Level 4 - 3100 rpm
- Level 5 - 3300 rpm
- Level 6 - 3500 rpm
- Level adjustment switch
- Charging hole



U head/for vertebrae



Small round head/ for joints



Ball head/for large muscle groups



Small flat head/for all parts of the body

MAINTENANCE, CLEANING, AND STORAGE:

Clean the device with a slightly wet towel, and then wipe it dry with a soft cloth for storage or put it into the supplied carton when you go traveling.

CHARGING

Before using it for the first time, charge it fully for three hours. Connect to DC5V input (adapter not included) for charging.

When the battery is connected, the LED on the device flashes and displays the battery level, indicating that the battery is being charged.

When all LEDs stop flashing and are on, it indicates that the battery is fully charged.

It is not recommended to use up the battery to the lowest blue LED level.

The average operating time of the device is half an hour, depending on the speed and the applied pressure during the use.

TECHNICAL DATA

Article No. 10958217

Input: DC 5V, 1A

25 Watt

2 x 800 mAh Li-ion Battery

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.