



BRUGSANVISNING BADEVÆGT

11298757

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Essential. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.

- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.



BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig

vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:




PRODUKTBESKRIVELSE



Demonstration af produktets bagside

BRUGSANVISNINGER

Skærmvisning



VEJLEDNING TIL IKONER PÅ DISPLAYET

	Kropsfedt: Lyser, når måleresultaterne for kropsfedtprocent vises.
	Ikon for muskelmasse: Lyser, når måleresultaterne for muskelmasse vises.
	Ikon for kropsvand: Lyser, når måleresultaterne for kropsvand vises.
	Ikon for BMI: Lyser, når måleresultaterne for BMI vises.
	Ikon for knoglemasse: Lyser, når måleresultaterne for knoglemasse vises.
	Ikon for visceralt fedtniveau: Lyser, når måleresultaterne for visceralt fedt vises.

* 68.00. _u Normal drift	Ingen visning Udskift batteri	* 68.00. _u Ingen trådløs forbindelse	---- Håndtag til returnering
Lo Udskift batteri	Err Overbelastning	* EE Genstart strømmen	CAL Kalibrering

FØRSTE OPSÆTNING

Trin 1: Hent appen og opret en konto

Søg efter »Feelfit« i Apple App Store (iOS) eller Google Play (Android), og hent appen til din smartphone. Du kan også scanne QR-koden for at hente appen.



Scan QR-koden og hent
»Feelfit«-appen




Opret en konto




App-ikon

Trin 2: Isætning af batterier (3 × AAA, medfølger ikke)



1. Skub låget i den retning, som pilen angiver.



2. Indsæt batteriet og luk derefter dækslet.

Trin 3: Par vægten med din smartphone.

Slå Bluetooth til på din telefon. Produktet vil automatisk starte parring. Samtidig vil navnet på apparatet blive vist. Bemærk: For Android 6.0 eller nyere skal du også slå Placering til.

MÅLETRIN

Forberedende arbejde

1. Placer vægten på en ren, plan overflade. Vent, indtil displayet viser 0, og tilslut derefter appen i dette tidsrum.
2. Tilslut appen for at oprette en brugerprofil.
3. Prøv at tørre dem let af med et blødt håndklæde, der er fugtet let med vand. Dette vil bidrage til en mere præcis måling.

VÆGTMÅLING

Stå barfodet på vægten med kroppen oprejst. Tag fast om håndtagene med håndfladerne vendt opad. Når vægtmålingen er stabil, signalerer den blinkende vægtindikator, at målingen er færdig.



MÅLING MED FEDTPROCENTVÆGT

- Demonstrationsbillede af hænderne




Fig. 1





Fig. 2




Fig. 3


1. Placer tommelfingeren på den ovale elektrode og de fire fingre omkring den aflange elektrode, med håndtagets forbindelseskabel pegende nedad.
 2. Hænderne bør ikke være knyttede.
 3. Håndtagets tilslutningskabel må ikke vende opad.
- Demonstrationsbillede af kroppen




1. Stå oprejst med armene hængende naturligt ned i en vinkel fra kroppen, og sørg for, at armene ikke rører taljen.




2. Undgå at bøje hænderne udad.



3. Stræk ikke hænderne vandret ud for at måle.



4. Undgå at bøje hænderne under målingen.



5. Bær kun tætsiddende tøj under måleprocessen.

• Illustration af fodplacering




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Stå med fødderne parallelt på vægten's elektroder, og sørg for, at inderlårerne ikke rører hinanden.
2. Hælene på begge fødder må ikke røre hinanden.
3. Fødderne må ikke placeres med hælene mod hinanden.

FORSIGTIG

1. Brug ikke vægten, hvis du har en pacemaker eller andre indre medicinske enheder i kroppen.

2. Brug ikke vægten, hvis du er gravid.
3. Brug ikke vægten, når din krop er våd.
4. Brug ikke genopladelige 1,2 V AAA-batterier.
5. Brug ikke vægten i fugtige omgivelser såsom badeværelser; vægten er ikke vandtæt.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
	Lav effekt	Udskift og brug et nyt 1,5 V AAA-batteri.
	Overbelastning	Vægten må ikke overstige 400 lbs/180 kg.
	Vægt registreret efter at du er trådt af	Når dette ikon ruller, skal du placere håndtaget tilbage på vægten og placere den på en ren, flad og fast overflade. Vent på, at vægten fuldfører kalibreringen.
Ingen visning	Auto-sluk, eller ingen strøm	Auto-sluk: Træd på og derefter af for at tænde vægten; Ingen strøm: Skift og brug et nyt 1,5 V AAA-batteri.
Vis kun vægt	Kan ikke bestemme kropssammensætning	Brugeropsætning: Tilslut appen, og opret en brugerprofil inden brug. Aldersbegrænsning: Sørg for, at aldersindstillingen er 10 år eller ældre. Krav til kropsholdning: Mål i henhold til standardmålepositionen.
Kan ikke synkronisere med appen	Forbindelsen afbrudt, eller vægten slukker	Tilslut vægten igen: På iPhone, tillad Bluetooth; på Android, aktiver placering. Klik på ikonet i øverste højre hjørne, og tryk i appen på »Min Enhed« > »+ Tilføj Enhed«.
Vejningsafvigelse	Ujævn gulvoverflade, beskidte vægtfodder, ikke-registreret kropsvægt	Ustabil overflade: Placer måleenheden på en flad, fast overflade. Snavset bund: Fjern snavs fra enhedens overflade og bund. Nulstil enheden: Fjern batteriet, vent 3 sekunder, og sæt det derefter i igen. Placer enheden på gulvet, og vent på, at displayet slukker, før normal brug. Efter målingen skal håndtaget sættes tilbage på enheden for at se den fulde rapport.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 11298757

Batteri: 3 x AAA (ikke inkl.)

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Danmark

www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Essential. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.
- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity,

physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.



PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product

is equipped with the following logo:




PRODUCT DESCRIPTION



Product Back Demonstration

INSTRUCTIONS FOR USE

Screen Display



DISPLAY SCREEN ICON GUIDE

	Body fat : Illuminates when displaying body fat percentage measurement results.
	Muscle icon: Illuminates when displaying muscle mass measurement results.
	Body water icon: Illuminates when displaying body water measurement results.
	BMI icon: Illuminates when displaying BMI measurement results.
	Bone mass icon: Illuminates when displaying bone mass measurement results.
	Visceral fat level icon: Illuminates when displaying visceral fat level measurement results.

 Normal working	No display Change battery	 No wireless connection	---- Return handle
 Change battery	 Overload	 Power cycle	 Calibrating

INITIAL SETUP

Step 1: Download app and create an account

From Apple App Store (ios) or Google Play (Android), search for “Feelfit” and download the app to your smart phone. You can also scan the QR code to download.



Scan QR code
and download “Feelfit” app




Register an account




App icon

Step 2: Installing batteries (3xAAA not included)



1. Slide the lid in the direction indicated by the arrow.



2. Insert the battery and then close the cover.

Step 3: Pair scale with smartphone.

Turn on the Bluetooth on your phone. The product will start to automatically pair. At the same time, the name of the device will be displayed.

Note: For Android 6.0 or above, please also turn on Location.


MEASUREMENT STEPS

Preparatory work

1. Place the scale on a clean, flat, hard surface. Wait until the display reads 0, then connect the APP during this period.
2. Connect App to Create User Profile.
3. Try wiping them lightly with a soft towel that has a little water on it. This will help get a better reading.

WEIGHT MEASUREMENT

Stand barefoot on the scale with your body upright. Grip the handles firmly with palms facing upward. Once the weight reading stabilizes, the flashing weight indicator signals completion.



BODY FAT SCALE MEASUREMENT

- Hand Demonstration Image




Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3


1. Place your thumb on the oval electrode and your four fingers around the elongated electrode, with the handle connector wire pointing downward.
 2. Hands should not be clenched.
 3. The handle connector wire should not face upwards.
- Body Demonstration Image




1. Stand upright with arms naturally hanging down at an angle from the body, ensuring arms do not touch the waist. Undgå at bøje hænderne udad.




2. Avoid bending the hands outward.



3. Do not extend the hands horizontally for measurement.



4. Avoid bending the hands during measurement.



5. Wear formfitting clothing only during the measurement process.

• Foot Placement Illustration




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Stand with feet parallel on the scale electrodes, ensuring inner thighs do not touch each other.
2. The heels of both feet should not touch each other.
3. The feet should not be placed in a heel-to-heel stance.

CAUTION

1. Do not use if you have a pacemaker, or any other internal medical devices in your body.

2. Do not use if you are pregnant.
3. Do not use when your body is wet.
4. Do not use rechargeable 1.2V AAA batteries.
5. Do not use in damp environments such as bathrooms; the scale is not waterproof.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solutions
	Low power	Please replace and use new 1.5V AAA battery.
	Overload	The scale within 400lbs/180kg.
	Weight detected after stepping off	When this icon scrolls, place the handle back on the scale and position it on a clean, flat and firm surface. Wait for the scale to complete calibration.
No Display	Auto-off, or no power	Auto-off: Step on then off to turn on the scale; No power: Please change and use new 1.5V AAA battery.
Display Weight Only	Unable to determine body composition	User Setup: Please connect the app and create a user profile before use Age Restriction: Ensure the age setting is 10 years or older. Posture Requirements: Measure according to the standard measurement posture.
Unable to Sync with App	Lost connection, or scale turns off	Reconnect the scale: For iPhone, authorize Bluetooth; for Android, enable location. Click the icon on the top-right corner and tap "My Device" > "+" Add device" on the app.
Weighing Deviation	Uneven floor surface, contaminated scale feet, undetected scale body weight	Unstable surface: Place the measuring device on a flat, solid surface. Dirty base: Remove debris from the device surface and base. Reset device: Remove the battery, wait 3 seconds, then reinsert it. Place the device on the ground and wait for the display to turn off before normal use. After measurement, return the handle to the mobile unit to view the full report.

TECHNICAL DATA

Article No. 11298757

Battery: 3xAAA (not included)

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.