



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@optismile.eu



www.optismile.eu

Art. No.: 3031 / Batch no. 22626



Waterflosser Manual



NL • Handleiding FR • Manuel DE • Bedienungsanleitung
SE • Manual DK • Brugsanvisning NO • Bruksanvisning
FI • Käyttöohje ES • Manual PT • Manual

EN


Thank you for purchasing our water flosser. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference. If you ever pass the product on to others, this manual should be included.

1. Package content

- Water flosser
- 4 Nozzles
- USB-C cable (1 m)
- Manual

2. Technical data

Product model:	HX-902
Material:	ABS
Net weight:	249 g
Water tank capacity:	220 ml
Charging voltage:	5 V
Charging current:	1 A
Rated voltage:	3.7 V
Rated power:	4 W
Water pressure:	90-120 psi, 3 settings
Charging time:	2-6 hours
USB charging cable:	type C, 1 m
Waterproof:	IPX7



3. Description of parts

- | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nozzle | 2. Power button | 3. Mode indicator lights |
| 4. Charging port | 5. Water tank (220ml) | |

Note: We always test the water jet of each product. That is why there may be some distilled water left inside. This is completely safe and will not effect your health.

1. **Standard nozzle:** for daily cleaning.

2. **Periodontal pocket nozzle:** to remove plaque and clean under the gumline. It features a soft rubber tip designed for low-pressure delivery of therapeutic rinses.

3. **Tongue scraping nozzle:** for gentle scraping and flushing. Removes bacteria and sulphur compounds that reside on the tongue and cause bad breath.

4. **Orthodontic nozzle:** tapered brush that helps remove plaque from braces and dentures.

4. Safety instructions

- For intended use only, as described in this manual.
- The product is safe to use by children from the age of 8 and by persons with reduced physical or mental capabilities, or with lack of experience or knowledge, but only under supervision and with taking into account any hazards.
- Maintenance should be done by or under the supervision of an adult.
- Before use, inspect the device and its parts. Do not use in case of damage.
- Do not let moisture come into contact with any electrical parts.
- Do not operate the device without a nozzle.
- Do not hold the nozzle too close to your teeth and gums.
- Remove any oral jewellery prior to use of this product.
- Do not use the device if you have sores, blisters or cuts in your mouth.
- When undergoing treatment, consult your dental professional prior to use.
- Stop using the product and contact your dentist, if you experience any discomfort or pain.
- This product is a personal care device and is not intended for use on multiple persons.
- Attachments not recommended by the manufacturer may cause a hazard.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.

5. Operation - Charging

1. Remove the charging port cover.
2. Connect the water flosser to the mains using the provided USB-C cable and an adapter (not included).
3. The mode indicator lights start flashing alternately while charging and all three light up when the water flosser is fully charged.
4. Make sure the charging port cover is securely replaced before use.

Note: It takes 2-6 hours to fully charge the battery, but the water flosser can be used before that. When the mode indicator flashes during use, the water flosser needs to be charged.

Using the water flosser

1. Make sure the water flosser is fully charged (approx. 2-6 hours) before first use.
2. Place the nozzle of your choice onto the water flosser.
3. Remove the water tank and fill it with water (max 220 ml).
4. Short press the power button to turn on the water flosser. Long press to select one of these modes:
 - Soft: for sensitive teeth and children.
 - Normal: for deep removal of bacteria under the gums and between the teeth.
 - Pulse: for gum massage and cleaning.
5. After each use, rinse the parts carefully to remove any residue. Empty the water tank and wipe everything dry with a clean and soft cloth.

Note:

- Flossing is an addition to daily brushing and a part of a healthy dental routine.
- Make sure to clean all four quadrants of your mouth equally.

Smart timer

The water flosser will automatically shut off at the end of the dentist-recommended brushing time of two minutes.

6. Maintenance

- Before long-term storage, remove any remaining water to prevent bacteria from spreading.
- If necessary, clean with water or a mild non-abrasive detergent. Do not use water warmer than 40°C. Dry everything thoroughly with a clean and soft cloth.
- Store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

7. Troubleshooting

Problem	Cause of problem	Solution
The water flosser doesn't turn on.	The product is new or you haven't used it in 3 months.	Charge the water flosser for 24 hours.
The water flosser only works for a couple of minutes.	The battery died.	Please contact our customer service.
	The water flosser isn't charged.	Charge the water flosser for 24 hours.
The water pressure is very low.	The nozzle is congested.	Clean the nozzle or contact our customer service.
	The nozzle is bent.	
	There's dirt in the filter.	Clean the filter.
There isn't any water coming out of the water flosser.	The water tank is empty.	Fill the water tank with water.
	The water flosser is tilted too much.	Keep the water flosser straight.
Water drips from the product and water tank.	The water flosser is tilted too much, causing water to drain out of the vent or the water tank.	Keep the water flosser straight.

8. Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. This product is subject to the provisions of the European Directive 2012/19/EU.



The crossed out wheeled bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.



The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.



Recycling helps to reduce the consumption of resources and reduce the environmental impact. If you wish to discard the packaging, comply to the environmental legislation in your country.

NL

Bedankt voor de aankoop van onze waterflosser. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig voor gebruik en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst. Als je het product ooit aan anderen doorgeeft, moet deze handleiding worden bijgesloten.

1. Pakketinhoud


- Waterflosser
- 4 Mondstukken
- Usb-C-kabel (1 m)
- Handleiding

2. Technische gegevens

Product model:	HX-902
Materiaal:	ABS
Nettogewicht:	249 g
Inhoud waterreservoir:	220 ml
Oplaadspanning:	5 V
Laadstroom:	1 A
Nominale spanning:	3,7 V
Nominaal vermogen:	4 W
Waterdruk:	90-120 psi, 3 instellingen
Oplaaftijd:	2-6 uren
Usb-oplaadkabel:	type C, 1 m
Waterdicht:	IPX7

3. Beschrijving onderdelen

1. Mondstuk
2. Aan-uitknop
3. Modus-indicatielampjes
4. Oplaaipoort
5. Waterreservoir (220 ml)



Let op: Wij testen altijd de waterstraal van elk product. Er kan daardoor nog wat gedestilleerd water in het apparaat zitten. Dit is volledig veilig en heeft geen invloed op je gezondheid.

1. **Standaard mondstuk:** voor dagelijkse reiniging.
2. **Mondstuk voor tandvleespockets:** om tandplak te verwijderen en onder het tandvlees te reinigen. Het mondstuk heeft een zacht rubberen uiteinde dat is ontworpen voor het toedienen van therapeutische spoelingen onder lage druk.
3. **Tongschraapmondstuk:** voor zacht schrapen en spoelen. Verwijdert bacteriën en zwavelverbindingen die zich op de tong bevinden en een slechte adem veroorzaken.
4. **Orthodontisch mondstuk:** taps toelappende borstel die helpt tandplak te verwijderen rondom beugels en (gedeeltelijke) protheses.

4. Veiligheidsinstructies

- Uitsluitend voor bestemd gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Het product kan veilig worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen onder toezicht en rekening houdend met eventuele gevaren.
- Onderhoud alleen door of onder toezicht van een volwassene.
- Inspecteer het apparaat en de onderdelen voor gebruik. Niet gebruiken in geval van schade.
- Laat geen vocht in contact komen met elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet zonder mondstuk.
- Houd het mondstuk niet te dicht bij je tanden en tandvlees.
- Verwijder eventuele orale sieraden voordat je dit product gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als je zweertjes, blaren of wondjes in je mond hebt.
- Wanneer je een behandeling ondergaat, raadpleeg dan voor gebruik je tandarts.
- Stop met het gebruik van het product en neem contact op met je tandarts als je ongemak of pijn ervaart.
- Dit product is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor gebruik door meerdere personen.
- Niet door de fabrikant aanbevolen hulpstukken kunnen gevaar opleveren.
- Probeer het product niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen.

5. Bediening - Opladen

1. Verwijder het klepje van de oplaadpoort.
2. Sluit de waterflosser aan op het lichtnet met de meegeleverde usb-C-kabel en een adapter (niet meegeleverd).
3. De modusindicatielampjes beginnen afwisselend te knipperen tijdens het opladen en lichten alle drie op wanneer de waterflosser volledig is opgeladen.
4. Zorg ervoor dat het klepje van de oplaadpoort goed is teruggeplaatst voor gebruik.

Let op: Het duurt 2-6 uur om de batterij volledig op te laden, maar de waterflosser kan voor die tijd al gebruikt worden. Wanneer de modusindicator knippert tijdens gebruik, moet de waterflosser worden opgeladen.

Gebruik van de waterflosser

1. Zorg ervoor dat de waterflosser volledig is opgeladen (ca. 2-6 uur) voor het eerste gebruik.
2. Plaats het mondstuk van je keuze op de waterflosser.
3. Verwijder het waterreservoir en vul het met water (max. 220 ml).
4. Druk kort op de aan-uitknop om de waterflosser aan te zetten. Druk lang om een van deze standen te selecteren:
 - Zacht: voor gevoelige tanden en kinderen.
 - Normaal: voor diepe verwijdering van bacteriën onder het tandvlees en tussen de tanden.
 - Puls: voor massage en reiniging van het tandvlees.
5. Spoel na elk gebruik de onderdelen zorgvuldig af om eventuele resten te verwijderen. Leeg het waterreservoir en wrijf alles droog met een schone en zachte doek.

Let op:

- Flossen is een aanvulling op dagelijkse poetsen en een onderdeel van een gezonde mondverzorging.
- Zorg ervoor dat je alle vier de kwadranten van je mond gelijkmatig reinigt.

Slimme timer

De waterflosser schakelt automatisch uit aan het einde van de - door tandartsen aanbevolen - poetstijd van twee minuten.

6. Onderhoud

- Verwijder vóór langdurige opslag al het resterende water om het verspreiden van bacteriën te voorkomen.
- Indien nodig, reinig met water of een mild niet-schurend reinigingsmiddel. Gebruik geen water warmer dan 40°C. Droog alles goed af met een schone en zachte doek.
- Bewaar het product op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

7. Troubleshooting

Probleem	Oorzaak	Oplanning
De waterflosser gaat niet aan.	Het product is nieuw of je hebt het in 3 maanden niet gebruikt.	Laad de waterflosser gedurende 24 uur op.
De waterflosser werkt maar een paar minuten.	De batterij is leeg.	Neem contact op met onze klantenservice.
De waterdruk is erg laag.	De waterflosser is niet opgeladen.	Laad de waterflosser gedurende 24 uur op.
	Het mondstuk is verstoep.	Reinig het mondstuk of neem contact op met onze klantenservice.
	Het mondstuk is gebogen.	Maak het filter schoon.
Er komt geen water uit de waterflosser.	Het filter is verstoep.	Vul het waterreservoir met water.
	Het waterreservoir is leeg.	Houd de waterflosser recht.
Er druppelt water uit het product en het waterreservoir.	De waterflosser wordt te schuin gehouden, waardoor er water uit de ventilatieopening of het waterreservoir loopt.	Houd de waterflosser recht.

8. Verwijdering

Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften. Dit product is onderhevig aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsortings proces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.



De CE-markering is een certificatiemerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de geldende EG-richtlijnen.



Recycling helpt om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de gevolgen voor het milieu te beperken. Als je de verpakking wilt weggooien, voldoe dan aan de milieuwetgeving in je land.

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté notre hydropulseur. Ce manuel fournit des instructions pour une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si jamais vous transmettez le produit à d'autres personnes, ce manuel doit être inclus.

1. Contenu du package

- Hydropulseur
- 4 buses
- Câble USB-C (1 m)
- Manuel

2. Caractéristiques techniques

Modèle de produit :	HX-902
Matériau :	ABS
Poids net :	249 g
Capacité du réservoir d'eau :	220 ml
Tension de charge :	5 V
Courant de charge :	1 A
Tension nominale :	3,7 V
Puissance nominale :	4 W
Pression de l'eau :	90-120 psi, 3 réglages
Temps de charge :	2 à 6 heures
Câble de charge USB :	type C, 1 m
Imperméabilité :	IPX7

3. Description des pièces

1. Buse
2. Bouton marche/arrêt
3. Témoins lumineux de mode
4. Interface de chargement
5. Réservoir d'eau (220 ml)

Note : Nous testons toujours le jet d'eau de chaque produit. C'est pourquoi il peut rester de l'eau distillée à l'intérieur. Cette eau est sans risque et n'aura aucun effet sur votre santé.


- Buse standard :** pour un nettoyage quotidien.
- Buse pour poche parodontale :** pour éliminer la plaque et permettre un nettoyage sous la ligne gingivale. Il est doté d'un embout en caoutchouc souple conçu pour la projection à basse pression de rinçages thérapeutiques.
- Buse pour raclage de la langue :** pour un raclage en douceur. Il élimine les bactéries et les composés soufrés qui résident sur la langue et provoquent la mauvaise haleine.
- Buse orthodontique :** brosse effilée qui aide à éliminer la plaque dentaire des appareils dentaires et orthodontiques.

4. Consignes de sécurité

- Pour un usage prévu uniquement, tel que décrit dans ce manuel.
- Le produit peut être utilisé en toute sécurité par les enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience/connaissances, mais uniquement sous surveillance et en tenant compte des éventuels risques.
- L'entretien doit être effectué par ou sous la surveillance d'un adulte.
- Avant toute utilisation, inspectez l'appareil et ses pièces. Ne pas utiliser en cas de détérioration.
- Ne laissez pas les pièces électriques en contact avec de l'humidité.
- Ne pas utiliser l'appareil sans buse.
- Ne tenez pas l'embout trop près de vos dents et de vos gencives.
- Retirez tout bijou oral avant l'utilisation de ce produit.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des plaques, des ampoules ou des coupures dans la bouche.
- Si vous suivez un traitement, consultez votre dentiste avant de l'utiliser.
- Arrêtez d'utiliser le produit et contactez votre dentiste si vous ressentez une gêne ou une douleur.
- Ce produit est un dispositif de soins individuel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs personnes.
- Les accessoires non recommandés par le fabricant peuvent présenter un risque.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit vous-même.

5. Fonctionnement - Chargement

1. Retirez le couvercle du port de charge.
2. Branchez le hydropulseur sur le secteur à l'aide du câble USB-C fourni et d'un adaptateur (non inclus).
3. Les témoins lumineux de mode commencent à clignoter alternativement pendant la charge et les trois s'allument lorsque l'hydropulseur est entièrement chargé.
4. Assurez-vous que le couvercle du port de charge est bien remis en place avant l'utilisation.



Remarque : Il faut 2 à 6 heures pour charger complètement la batterie, mais l'hydropulseur peut être utilisé avant cela. Lorsque l'indicateur de mode clignote pendant l'utilisation, l'hydropulseur doit être rechargé.

Utilisation de l'hydropulseur

1. Assurez-vous que le fil dentaire est complètement chargé (environ 2 à 6 heures) avant la première utilisation.
2. Placez l'embout de votre choix sur l'hydropulseur.
3. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau (220 ml maximum).
4. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'hydropulseur en marche. Appuyez longuement pour sélectionner l'un de ces modes :
 - Doux : pour les dents sensibles et les enfants.
 - Normal : pour une élimination en profondeur des bactéries sous les gencives et entre les dents.
 - Impulsion : pour le massage et le nettoyage des gencives.
5. Après chaque utilisation, rincez soigneusement les pièces pour éliminer tout résidu. Videz le réservoir d'eau et essuyez l'ensemble avec un chiffon propre et doux.

Note :

- L'hydropulseur est un complément au brossage quotidien et fait partie d'une routine dentaire saine.
- Veillez à nettoyer les quatre quadrants de votre bouche de manière égale.

Minuterie intelligente

L'hydropulseur s'arrête automatiquement à la fin du temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

6. Entretien

- En cas de stockage sur une longue période sans utilisation, retirez l'eau restante pour éviter la propagation des bactéries.
- Si nécessaire, nettoyez avec de l'eau ou un détergent doux non abrasif. N'utilisez pas d'eau dont la température est supérieure à 40°C. Séchez tout soigneusement avec un chiffon propre et doux.
- Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

7. Dépannage

Problème	Cause du problème	Solution
L'hydropulseur ne s'allume pas.	Le produit est nouveau ou vous ne l'avez pas utilisé depuis 3 mois.	Chargez l'hydropulseur pendant 24 heures.
L'hydropulseur ne fonctionne que pendant quelques minutes.	La batterie ne fonctionne plus.	Veillez contacter notre service clientèle.
	L'hydropulseur n'est pas chargé.	Chargez l'hydropulseur pendant 24 heures.
La pression de l'eau est très faible.	La buse est encombrée.	Nettoyez la buse ou contactez notre service clientèle.
	La buse est tordue.	
	Il y a de la saleté dans le filtre.	Nettoyez le filtre.
Il n'y a pas d'eau qui sort de l'hydropulseur	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir d'eau.
	L'hydropulseur est trop incliné.	Gardez l'hydropulseur droit.
De l'eau s'écoule du produit et du réservoir d'eau.	L'hydropulseur est trop incliné, ce qui fait que l'eau s'écoule par l'évent ou le réservoir d'eau.	Gardez l'hydropulseur droit.

8. Traitement

Débarressez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/EU.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des centres approuvés de traitement ou recyclage des déchets.



Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement des produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.



Le recyclage permet de réduire la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, respectez la législation environnementale en vigueur dans votre pays.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

DE
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Munddusche entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur effektiven und sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie sie vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt jemals an andere weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.

1. Packungsinhalt


- Munddusche
- 4 Düsen
- USB-C-Kabel (1 m)
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Produktmodell:	HX-902
Material:	ABS
Nettogewicht:	249 g
Fassungsvermögen des Wassertanks:	220 ml
Ladeeingangsspannung:	5 V
Ladestrom:	1 A
Nennspannung:	3,7 V
Nennleistung:	4 W
Wasserdruck:	90-120 psi, 3 Einstellungen
Ladezeit:	2-6 Stunden
USB-Ladekabel:	Typ C, 1 m
Schutzart:	IPX7

3. Beschreibung der Teile

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Düse | 2. Ein-/Aus-Taste | 3. Modus-Anzeigeluchten |
| 4. Ladeanschluss | 5. Wassertank (220 ml) | |



Hinweis: Wir testen immer den Wasserstrahl jedes Produkts. Aus diesem Grund kann sich noch etwas destilliertes Wasser im Inneren des Wassertanks befinden. Dies ist völlig ungefährlich und beeinträchtigt Ihre Gesundheit nicht.

1. Standarddüse:

für die tägliche Reinigung.

2. Parodontaldüse: zum Entfernen von Plaque und Reinigen unter dem Zahnfleischrand. Die Düse verfügt über eine weiche Gummispitze, die für die Durchführung therapeutischer Spülungen mit niedrigem Druck ausgelegt ist.

3. Zungenschaberdüse: zum schonenden Schaben und Spülen der Zunge.

Entfernt Bakterien und Schwefelverbindungen, die sich auf der Zunge befinden und Mundgeruch verursachen.

4. Kieferorthopädische Düse: konische Bürste, die hilft, Plaque von Zahnsparingen und kieferorthopädischen Geräten zu entfernen.

4. Sicherheitshinweise

- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Produkt kann sicher von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, jedoch nur unter Aufsicht und unter Berücksichtigung etwaiger Gefahren.
- Die Wartung sollte von oder unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät und seine Teile vor dem Gebrauch. Im Falle einer Beschädigung nicht verwenden.
- Lassen Sie keine elektrischen Teile mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Düse.
- Halten Sie die Düse nicht zu nah an Zähne und Zahnfleisch.
- Entfernen Sie jeglichen Mundschmuck, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Wunden, Blasen oder Schnittwunden im Mund haben.
- Wenn Sie sich in zahnärztlicher Behandlung befinden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, wenn nach der Behandlung Beschwerden oder Schmerzen auftreten.
- Dieses Produkt ist ein Gerät zur persönlichen Mundpflege und ist nicht für die Anwendung durch mehrere Personen vorgesehen.
- Vom Hersteller nicht empfohlene Zubehöreile können Gefahren verursachen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.

5. Betrieb - Aufladen

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.
2. Verbinden Sie die Munddusche mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Stromnetz.
3. Die Modusanzeige blinkt während des Ladevorgangs abwechselnd und alle drei leuchtet auf, wenn die Munddusche vollständig aufgeladen ist.
4. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses sicher wieder angebracht ist.

Hinweis: Es dauert 2-6 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen, aber die Munddusche kann bereits vorher verwendet werden. Wenn die Modusanzeige während des Gebrauchs blinkt, muss die Munddusche aufgeladen werden.

Verwendung der Munddusche

1. Stellen Sie sicher, dass die Munddusche vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist (ca. 2-6 Stunden).
2. Setzen Sie die Düse Ihrer Wahl auf die Munddusche.
3. Entnehmen Sie den Wassertank und füllen Sie ihn mit Wasser (max. 220 ml).
4. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Munddusche einzuschalten. Drücken Sie lange, um einen dieser Modi auszuwählen:
 - Soft: für empfindliche Zähne und Kinder.
 - Normal: zur tiefen Entfernung von Bakterien unter dem Zahnfleisch und zwischen den Zähnen.
 - Puls: zur Massage und Reinigung des Zahnfleischs.
5. Spülen Sie die Teile nach jedem Gebrauch sorgfältig ab, um Rückstände zu entfernen. Leeren Sie den Wassertank und wischen Sie alles mit einem sauberen und weichen Tuch trocken.

Anmerkung:

- Die Verwendung von Zahnpaste oder einer Munddusche ist eine Ergänzung zum täglichen Zähneputzen und ein Teil einer gesunden Zahnroutine.
- Achten Sie darauf, alle vier Quadranten Ihres Mundes gleichmäßig zu reinigen.

Intelligenter Timer

Die Munddusche schaltet sich nach Ablauf der vom Zahnarzt empfohlenen Putzzeit von zwei Minuten automatisch aus.

6. Wartung und Pflege

- Entfernen Sie vor der Langzeitlagerung das restliche Wasser, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- Bei Bedarf mit Wasser oder einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie kein Wasser, das wärmer als 40 °C ist. Trocknen Sie alles gründlich mit einem sauberen und weichen Tuch ab.
- Das Produkt kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

7. Fehlerbehebung

Problem	Ursache des Problems	Lösung
Die Munddusche lässt sich nicht einschalten.	Das Produkt ist neu oder Sie haben es 3 Monate lang nicht benutzt.	Laden Sie die Munddusche 24 Stunden lang auf.
Die Munddusche funktioniert nur für ein paar Minuten.	Die Batterie hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.	Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
	Die Munddusche wird nicht aufgeladen.	Laden Sie die Munddusche 24 Stunden lang auf.
Der Wasserdruck ist sehr niedrig.	Die Düse ist verstopft.	Reinigen Sie die Düse oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
	Die Düse ist verbogen.	Im Filter ist Schmutz.
Es kommt kein Wasser aus der Munddusche.	Der Wassertank ist leer.	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.
	Die Munddusche ist zu stark gereinigt.	Halten Sie die Munddusche gerade.
Wasser tropft aus dem Produkt und dem Wassertank.	Die Munddusche ist zu stark gereinigt, wodurch Wasser aus dem Durchlass oder dem Wassertank abläuft.	Halten Sie die Munddusche gerade.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und das dazugehörige Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische und elektrische Geräte, die nicht in den selektiven Sortierprozess einbezogen werden, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.



Die CE-Kennzeichnung ist eine Zertifizierungskennzeichnung, die die Konformität von Produkten, die in der Europäischen Union verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.



Recycling dient der Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

SE

Tack för att du köpt vår vattenflossare. Denna manual kommer att förse instruktioner för effektiv och säker användning av produkten. Vänligen läs den noga innan användning och förvara manualen på en säker plats för framtida referens. Om du passar vidare produkten till någon annan, så borde denna manual inkluderas.

1. Paket innehåller

- Vattenflossare
- 4 Munstycken
- USB-C-kabel (1 m)
- Manual

2. Teknisk data

Produktmodell:	HX-902
Material:	ABS
Nettovikt:	249 g
Vattentank kapacitet:	220 ml
Laddningsspänning:	5 V
Laddningsström:	1 A
Märkspänning:	3.7 V
Märkeffekt:	4 W
Vattentryck:	90-120 psi, 3 inställningar
Laddningstid:	2-6 timmar
USB-laddningskabel:	typ C, 1 m
Vattensäker:	IPX7

3. Beskrivning av delar

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Munstycke | 2. På/av knapp | 3. Lagesindikatorlampor |
| 4. Laddningsport | 5. Vattentank (220 ml) | |

Notera: Vi testar alltid vattenstrålen av varje produkt. Det är därför som det kan finnas lite destillerat vatten där inne. Detta är helt säkert och påverkar inte din hälsa.

1. Standardmunstycke: för daglig rengöring.

2. Parodontal fickmunstycke: för att avlägsna plack och rengöra tandköttskanten. Det har en mjuk gummispets som är designad för lögtrycksleverans av terapeutiska sköljningar.

3. Tung skrapa munstycke: för bra skrapning och spolning. Tar bort bakterier och svavelföreningar som finns på tungan och orsakar dålig andedräkt.

4. Ortodontiskt handtag: konisk borste som hjälper att ta bort plack från =tandställningar och tandregleringar.


4. Säkerhetsinstruktioner

- För menad användning bara, som beskrivet i den här manualen.
- Produkten är säker att användas av barn från 8 och för personer med reducerade fysiska och mentala förmågor, ekker med brist av kunskap och erfarenhet, men bara under övervakning och med uppmärksammande av risker.
- Underhåll borde göras av eller under övervakning av vuxen.
- Innan användning, inspektera enheten och dess delar. Använd inte i fall av skada.
- Låt inte fukt komma i kontakt med någon elektrisk del.
- Driv inte enheten utan ett munstycke.
- Håll inte munstycket för nära dina tänder och tandkött.
- Ta bort orala smycken innan du använder denna produkt.
- Använd inte enheten om du har sår eller blåsor i din mun.
- När du undergår behandling, prata med dental professionell innan användning.
- Stoppa användning av produkten och kontakta din tandläkare, om du upplever besvärligheter eller smärta.
- Denna produkt är en enhet för personlig vård och är inte menad att användas för flera personer.
- Bifogningar som inte rekommenderas av tillverkare kan orsaka skada.
- Försök inte reparera, demontera eller ändra produkten själv.

5. Drift Laddning

1. Ta bort laddningsportens lock.
2. Anslut vattenflossare till det övriga med användning av USB-C-kabel och en adapter (inte inkluderat).
3. Lagesindikator börjar blinka växelvis medans det laddas och alla tre lysas upp när vattenflossaren är fulladdad.
4. Se till att laddningsportens lock är säkert återsatt innan användning.

Notera: Det tar 2-6 timmar att fullt ladda batteriet, men vattenflossaren kan användas innan det. När lagesindikator blinkar under användning, så måste vattenflossaren laddas.



Användning av vattenflossaren

1. Se till att vattenflossaren är helt laddad (ungefär. 2-6 hours) innan användning.
2. Placera munstycke av ditt val till vattenflossaren.
3. Ta bort vattentanken och fyll den med vatten (max 220 ml).
4. Tryck kort på/av knappen för att sätta på vattenflossaren. Tryck länge för att välja ett av dessa lägen:
 - Mjuk: för känsliga tänder och barn.
 - Normal: för djup borttagning av bakterier under tandkött och mellan tänderna.
 - Puls: för tandköttsmassage och rengöring.
5. Efter varje användning, skölj delarna för att ta bort behållning. Töm vattentanken och torka allting torrt med en ren och mjuk trasa.

Notera:

- Flossande är ett tillägg till daglig borstning och är en del av hälsosam dental rutin.
- Se till att rengöra alla fyra kvadranter av din mun jämlikt.

Smart timer

Vattenflossaren kommer automatiskt att stängas av vid slutet av tandläkarekommenderad borstningstid av två minuter.

6. Underhåll

- Innan långsiktig förvaring, ta bort återstående vatten för att förhindra bakterier från spridning.
- Om nödvändigt, rengör med vatten eller icke abrasivmedel. Använd inte varmvatten över 40 grader. Torka allting noga med en ren och mjuk trasa.
- Förvara produkten på en sval och torr plats borta från direkt solljus.

7. Felsökning

Problem	Orsak av problem	Lösning
Vattenflossaren sätts inte på.	Produkten är n yeller har inte används på tre månader.	Ladda vattenflossare för 24 timmar.
Vattenflossaren fungerar bara några minuter.	Batteriet dog.	Vänligen kontakta vår kundtjänst.
	Vattenflossaren är inte laddad.	Ladda vattenflossaren 24 timmar.
Vattentrycket är väldigt lågt.	Munstycket är överbelastat.	Rengör munstycke eller kontakta vår kundtjänst.
	The nozzle is bent.	
	Det finns smuts i filtret.	Rengör filtret.
Det finns inget vatten kommandes ur vattenflossaren.	Vattentanken är tom.	Fyll vattentanken med vatten.
	Vattenflossaren är lutad för mycket.	Håll vattenflossaren rakt.
Vatten droppar från produkt och vattentank.	Vatten droppar från produkt och vattentank. Vattenflossaren är lutad för mycket, orsakar att vatten dränerar ut ur ventilen eller vattentank.	Håll vattenflossaren rakt.

8. Avfallshantering

Avfallshantering av artikeln och paketeringsmaterial i enlighet med rådande lokala regler. Denna produkt är föremål för regler av Europeiska Direktivet 2012/19/EU.



Den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte får slängas med vanligt hushållsavfall. Elektronisk och elektrisk utrustning som inte ingår i den selektiva sorteringsprocessen är potentiellt farliga för miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen. Vänligen kassera på ett ansvarsfullt sätt på en godkänd avfalls- eller återvinningsanläggning.



CE-märkningen är ett certifieringsmärke som indikerar överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom den Europeiska Unionen. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.



Återvinning hjälper att reducera konsumtion av resurser och reducerar miljömässig påverkan. Om du önskar att kasseri produkten, följ miljöregler i ditt land.

DK

Tak, fordi du købte vores mundskyller. Denne brugsanvisning indeholder instruktioner til effektiv og sikker brug af produktet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt før du bruger produktet, og opbevar brugsanvisningen et sikkert sted til fremtidig referance. Hvis du giver produktet videre til andre, bør denne brugsanvisning medfølge.

1. Hvad er der i pakken


- Mundskyller
- 4 Dyser
- USB-C-kabel (1 m)
- Brugsanvisning

2. Tekniske specifikationer

Produktmodel:	HX-902
Materiale:	ABS
Nettovægt:	249 g
Vandbeholderens kapacitet:	220 ml
Opladningsspænding:	5 V
Opladningsstrøm:	1 A
Nominal spænding:	3,7 V
Nominal effekt:	4 W
Vandtryk:	90-120 psi, 3 indstillinger
Opladningstid:	2-6 timer
Opladningskabel (USB):	type C, 1 m
Vandtæt:	IPX7

3. Beskrivelse af dele

1. Dyse
2. Tænd/sluk-knap
3. Indikatorlys for mode
4. Opladningsport
5. Vandbeholder (220 ml)



Bemærk: Vi tester altid vandstrålen ved hvert produkt. På grund af dette kan der stadig være noget destilleret vand inde i produktet. Dette er helt sikkert og påvirker ikke dit helbred.

1. **Standard dyse:** til daglig rengøring.

2. **Parodontal dyse:** for at fjerne plak og rense under tandkædkanten. Den har en blød gummispids designet til terapeutiske udskylninger ved lavt tryk.

3. **Dyse til tungen:** til skånsom afskrabning og skylning. Fjerner bakterier og ildelugtende gasser, der opstår ved flygte svovlforbindinger, der sidder på tungen og forårsager dårlig ånde.

4. **Ortodontisk dyse:** børste, der hjælper med at fjerne plak fra bøjler.

4. Sikkerhedsinstruktioner

- Kun til den tilsigtede brug som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Produktet kan bruges sikkert af børn fra 8 år og af personer med begrænset fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, men kun under opsyn og under hensyntagen til eventuelle farer.
- Vedligeholdelse skal udføres af eller under opsyn af en voksen.
- Efterse produktet og dens dele før du bruger produktet. Må ikke anvendes i tilfælde af beskadigelse.
- Lad ikke fugt komme ind i de elektriske dele.
- Brug ikke produktet uden en dyse.
- Hold ikke dysen for tæt på dine tænder og tandkød.
- Fjern eventuelle orale smykker før du bruger produktet.
- Brug ikke apparatet, hvis du har sår, vabler eller revner i munden.
- Rådfør dig med din tandlæge før brug, hvis du er under behandling.
- Stop med at bruge produktet og kontakt din tandlæge, hvis du oplever ubehag eller smerter.
- Dette produkt er kun til personligt brug og er ikke beregnet til brug på flere personer.
- Tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, kan være farlige.
- Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller ændre produktet.

5. Drift - Oploading

1. Fjern dækslet til opladningsporten.
2. Tilslut mundskylleren til en stikkontakt med det medfølgende USB-C-kabel og en adapter (medfølger ikke).
3. Under opladning begynder strømindikatorerne at blinke skiftevis, og alle tre lyser, når mundskylleren er fuldt opladet.
4. Sørg for, at dækslet til opladningsporten er forsvarligt påsat før brug.

Bemærk: Det tager 2-6 timer at oplade batteriet helt, men mundskylleren kan bruges før. Når indikatoren for indstillinger blinker under brug, skal mundskylleren oplades.

Sådan bruger du mundskylleren

1. Sørg for, at mundskylleren er fuldt opladet (ca. 2-6 timer) før første brug.
2. Sæt den ønskede dyse på mundskylleren.
3. Fjern vandbeholder og fyld den med vand (max 220 ml).
4. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde for mundskylleren. Tryk længe på for at vælge en af disse funktioner:
 - Blød: til følsomme tænder og børn.
 - Normal: til dyb fjernelse af bakterier under tandkødet og mellem tænderne.
 - Puls: til tandkødsmassage og rengøring.
5. Efter hver brug, skal delene omhyggeligt skylles, for at fjerne eventuelle rester. Tøm vandbeholderen og tør alt af med en ren og blød klud.

Bemærk:

- Skylning er et supplement til den daglige børstning og en del af en sund tandpleje.
- Sørg for at rense alle fire kvadranter af din mund ligeligt.

Smart-Timer

Mundskylleren slukker automatisk efter tandlægens anbefalede rengøringstid på to minutter.

6. Vedligeholdelse

- Før langtidsopbevaring fjernes det resterende vand for at forhindre spredning af bakterier.
- Rengør om nødvendigt med vand eller et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel. Brug ikke vand, der er varmere end 40 °C. Tør alt grundigt af med en ren, blød klud.
- Opbevar produktet på et køligt og tart sted uden for direkte sollys.

7. Fejlfinding

Problem	Årsag til problemet	Løsning
Mundskylleren tænder ikke.	Produktet er nyt, eller du har ikke brugt det i 3 måneder.	Oplad mundskylleren i 24 timer.
Mundskylleren virker kun i et par minutter.	Batteriet gik død.	Kontakt vores kundeservice.
	Mundskylleren blev ikke opladet.	Oplad mundskylleren i 24 timer.
Vandtrykket er meget lavt.	Dysen er tilstoppet.	Rengør dysen eller kontakt vores kundeservice.
	Dysen er bøjet.	
	Der er snavs i filteret.	Rengør filteret.
Der kommer ikke noget vand ud af mundskylleren.	Vandbeholderen er tom.	Fyld vandbeholderen med vand.
	Mundskylleren er vippet for meget.	Hold mundskylleren lige.
Vand dræpper fra produktet og vandbeholderen.	Mundskylleren er vippet for meget, hvilket får vandet til at løbe ud af udluftningen eller vandtanken.	Hold mundskylleren lige.

8. Bortskaffelse

Bortskaf produktet og emballagen i overensstemmelse med de gældende lokale bestemmelser.

Dette produkt er omfattet af bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Symbolet med den overkrydsede skraldespand betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektronisk og elektrisk udstyr, som ikke indgår i den selektive sorteringsproces, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed på grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer. Bortskaf dem på en ansvarlig måde på et autoriseret affalds- eller genbrugsanlæg.



CE-mærket er et certificeringsmærke, som angiver overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelse standarder for produkter solgt inden for den Europæiske Union. CE-mærkningen er producentens erklæring, at produktet lever op til gældende EU-direktivs krav.



Genbrug bidrager til at reducere ressourcerforbruget og miljøpåvirkningen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, skal du følge miljøreglerne i dit land.

NO


Takk for at du kjøpte vannflosseren vår. Denne håndboken vil gi instruksjoner for riktig og sikker bruk av produktet. Les den nøye før bruk og oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse. Hvis du noen gang gir produktet videre til andre, bør denne bruksanvisningen være inkludert.

1. Innholdet i pakken

- Vannflosser
- 4 munnstykker
- USB-C-kabel (1 m)
- Bruksanvisning

2. Tekniske data

Produktmodell: HX-902
Materiale: ABS
Nettovekt: 249 g
Vanntankkapasitet: 220 ml
Ladespennning: 5V
Ladestrøm: 1A
Merkespenning: 3,7 V
Merkeeffekt: 4 W
Vanntrykk: 90-120 psi, 3 innstillinger
Ladetid: 2-6 timer
USB-ladekabel: type C, 1 m
Vanntett: IPX7



3. Beskrivelse av delene

1. Munnstykke
2. Av/på-knapp
3. Modusindikator lys
4. Ladeport
5. Vanntank (220 ml)

Merk: Vi tester alltid vannstrålen ved hvert produkt, og derfor kan det være litt destillert vann igjen i apparatet. Dette er helt trygt og ufarlig.

1. **Standard munnstykke:** til daglig rengjøring.

2. **Mini-munnstykke for tannkjøtt:** for å fjerne plakk og rengjøre under tannkjøttkanten. Den har en myk gummitipp designet for å gi terapeutisk skylling med lett trykk.

3. **Tungeskrapemunnstykke:** for skånsom skrapping og spyling. Fjerner bakterier og svelleforbindelser som ligger på tungen og forårsaker dårlig ånde.

4. **Kjvevortepedisk munnstykke:** konisk børste som bidrar til å fjerne plakk fra tannreguleringer.

4. Sikkerhetsinstruksjoner

- Kun til sin tiltenkte bruk, som beskrevet i denne håndboken.
- Produktet er trygt å bruke for barn fra 8 år, av personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller kunnskap, men kun under tilsyn og hvor det tas hensyn til eventuelle fare.
- Vedlikehold bør utføres av eller under tilsyn av en voksen.
- Inspiser enheten og dens deler før bruk. Må ikke brukes ved skade.
- Ikke la fuktighet komme i kontakt med elektriske deler.
- Ikke bruk enheten uten munnstykke.
- Ikke hold munnstykket for nært tennene og tannkjøttet.
- Fjern eventuelle munnsmykker før bruk av dette produktet.
- Ikke bruk enheten hvis du har sår, blemmer eller kutt i munnen.
- Rådfer deg med tannlegen din før bruk når du gjennomgår behandling.
- Oppfør bruk av produktet og kontakt tannlegen din hvis du opplever ubehag eller smerte.
- Dette produktet er en personlig pleieenhet og er ikke beregnet for å brukes av flere personer.
- Tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan medføre risiko.
- Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre produktet selv.

5. Bruk - Lading

1. Fjern dekslet fra ladeinngangen.
2. Koble vannflosseren til strømnettet med den medfølgende USB-C-kabelen og en adapter (ikke inkludert).
3. Modusindikatorlampene begynner å blinke vekselvis under lading, og alle tre lysere når vannflosseren er fulladet.
4. Sørg for at dekslet på ladeinngangen sitter godt på plass før bruk.

Merk: Det tar 2-6 timer å lade batteriet helt opp, men vannflosseren kan brukes før det. Når modusindikatoren blinker under bruk, må vannflosseren lades.

Bruk av vannflosseren

1. Sørg for at vannflosseren er fulladet (ca. 2-6 timer) før første gangs bruk.
2. Sett det valgte munnstykket på vannflosseren.
3. Ta ut vanntanken og fyll den med vann (maks. 220 ml).
4. Trykk raskt på av/på-knappen for å slå på vannflosseren. Trykk lenge for å velge en av disse modusene:
 - Myk: for sensitive tenner og for barn.
 - Normal: for dyppfjerning av bakterier under tannkjøttet og mellom tennene.
 - Pulserende: for tannkjøttmassasje og rengjøring.
5. Etter hver bruk, skyll delene nøye for å fjerne eventuelle rester. Tøm vanntanken og tørk av alt med en ren og myk klut.

Merk:

- Flossing er et tillegg til daglig børsting og en del av en sunn tannlegerutning.
- Sørg for å rengjøre alle fire kvadranter i munnen litt.

Smart-timer

Vannflosseren vil automatisk slå seg av etter to minutters børstetid, som er anbefalt av tannleger.

6. Vedlikehold

- Før langtidslagring, fjern eventuelt gjenværende vann for å hindre bakteriespredning.
- Rengjør om nødvendig med vann eller et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel. Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.
- Tørk alt grundig med en ren og myk klut.
- Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted, borte fra direkte sollys.

7. Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Vannflosseren slår seg ikke på.	Produktet er nytt eller du har ikke brukt det på 3 måneder.	Lad vannflosseren i 24 timer.
Vannflosseren fungerer bare i et par minutter.	Batteriet døde.	Vennligst ta kontakt med vår kundeservice.
	Vannflosseren er ikke ladet.	Lad vannflosseren i 24 timer.
Vanntrykket er veldig lavt.	Munnstykket er tett.	Rengjør munnstykket eller kontakt vår kundeservice.
	Munnstykket er bøyd.	Rengjør munnstykket eller kontakt vår kundeservice.
	Det er skitt i filteret.	Rengjør filteret.
Det kommer ikke noe vann ut av vannflosseren.	Vanntanken er tom.	Fyll vanntanken med vann.
	Vannflosseren er vippet for mye.	Hold vannflosseren rett.
Det drypper vann fra produktet og vanntanken.	Vannflosseren er vippet for mye, noe som fører til at vann renner ut av ventilen eller vanntanken.	Hold vannflosseren rett.

8. Avhending

Kast gjenstanden og emballasjen i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Dette produktet er underlagt bestemmelsene i det europeiske direktivet 2012/19/EU.



Symbolen med en søppeldunk med kryss over betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektronisk og elektrisk utstyr som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlig for miljøet og menneskers helse på grunn av innholdet av farlige stoffer. Vennligst avhend på en ansvarlig måte ved et godkjent avfalls- eller resirkuleringsanlegg.



CE-merket er et sertifiseringsmerke som indikerer at produkter er i samsvar med helse-, sikkerhets- og miljøvernstandardene for produkter som selges innenfor EU. CE-merkingen er produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i de gjeldende EU-direktivene.



Gjenvinning bidrar til å redusere ressursforbruket og redusere miljøbelastningen. Hvis du ønsker å kaste emballasjen, følg miljølovgivningen i landet ditt.

FI


Kiitos, että ostit suusuihkumme. Tämä käyttöohje antaa sinulle ohjeita tuotteen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Lue se huolellisesti ennen käyttöä, ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos annat tuotteen jollekin toiselle, muista antaa myös tämä käyttöohje.

1. Pakkauksen sisältö

- Suusuihku
- 4 puhdistuspäätä
- USB-C-kaapeli (1 m)
- Käyttöohje

2. Tekniset tiedot

Tuotemalli:	HX-902
Materiaali:	ABS
Nettopaino:	249 g
Vesisäiliön tilavuus:	220 ml
Latausjännite:	5 V
Latausvirta:	1 A
Nimellisjännite:	3,7 V
Nimellisteho:	4 W
Vedenpaine:	90-120 psi, 3 asetusta
Latausaika:	2-6 tuntia
USB-latauskaapeli:	tyyppi C, 1 m
Vesitiivis:	IPX7



3. Osien kuvaus

1. Puhdistuspää
2. On/off-painike
3. Tilan merkivalot
4. Latausportti
5. Vesisäiliö (220 ml)

Huom: Testaamme aina jokaisen tuotteen vesisuihkun. Tämän vuoksi tuotteen sisällä saattaa olla jonkin verran tislattua vettä. Tämä on täysin turvallista eikä vaikuta terveyteesi.

1. Vakiopuhdistuspää: päivittäiseen puhdistukseen.

2. Periodontaalisten taskujen puhdistuspää: poistamaan plakkaa ja puhdistamaan ienrajan alapuolelta. Pehmeä kumiää on suunniteltu pienellä paineella tehtävään hoitavaan huuhteluun.

3. Kielienkaavintapää: hellävaraiseen kaavintaan ja huuhteluun. Poistaa kielellä olevat bakteerit ja rikkiyhdisteet, jotka aiheuttavat pahanhajuista hengitystä.

4. Oikomiskojeiden puhdistuspää: kartiomainen harja, joka auttaa poistamaan plakkaa hammasraudoista ja oikomiskojeista.

4. Turvallisuusohjeet

- Vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun, tarkoitettuun käyttöön.
- Tuote on turvallinen käyttää yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, mutta vain valvonnassa alaisena ja mahdolliset vaarat huomioon ottaen.
- Hoitotoimenpiteitä saa tehdä vain aikuinen tai aikuisen valvonnassa.
- Tarkista laite ja sen osat ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Älä anna kosteuden päästä kosketuksiin sähköosien kanssa.
- Älä käytä laitetta ilman puhdistuspäätä.
- Älä pidä suihkupäätä liian lähellä hampaita ja ikeniä.
- Poista hammaskorut ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos suussasi on haavaumia, rakkuloita tai viiltoja.
- Keskustelee hoidosta ennen laitteen käyttöä hampaidenhoidon asiantuntijan kanssa.
- Lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä hammaslääkäriisi, jos käyttö tuntuu epämiellyttävältä tai sattuu.
- Tämä tuote on henkilökohtainen hoitolaite eikä tarkoitettu usean henkilön käytettäväksi.
- Muut kuin valmistajan suosittelemat lisöosat voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä yritä korjata, purkaa tai muokata tuotetta itse.

5. Käyttö - Lataaminen

1. Poista latausportin suoja.
2. Kytkie suusuihku verkkovirtaan mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla ja adapterilla (ei sisälly).
3. Tilan merkivalot alkavat vilkkua vuorotellen latauksen aikana, ja kaikki kolme sytyvät, kun huuhdella ja täysin ladattu.
4. Varmista, että latausportin suoja on kiinnitetty paikoilleen ennen kuin käytät tuotetta.

Huom: Akun lataaminen täysin kestää 2-6 tuntia, mutta suusuihku voi käyttää jo ennen sitä. Kun tilaindikaattori vilkkuu käytön aikana, suusuihku on ladattava.

Suusuihku käyttäminen

1. Varmista, että suusuihku on täysin ladattu (noin 2-6 tuntia) ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Aseta valitsemasi puhdistuspää suusuihkuun.
3. Irrota vesisäiliö ja täytä se vedellä (enintään 220 ml).
4. Paina on/off-painiketta lyhyesti käynnistääksesi suusuihkuun. Paina pitkään valitaksesi yhden seuraavista tiloista:
 - Pehmeä: herkille hampaille ja lapsille.
 - Normaali: ikenien alla ja hammasväleissä olevien bakteerien syväpuhdistukseen.
 - Sykkivä: ikenien hierontaan ja puhdistukseen.
5. Huuhtele osat huolellisesti jokaisen käytön jälkeen jäämien poistamiseksi. Tyhjennä vesisäiliö ja kuivaa kaikki puhtaalla, pehmeällä liinalla.

Huom:

- Hammavälien puhdistus on päivittäisen hampaiden harjaamisen lisävaihe ja osa hammasterveyden huoltoa.
- Varmista, että puhdistat kaikki neljä suusi neljänestä yhtä huolellisesti.

Älykäs ajastin

Suusuihku sammuu automaattisesti hammaslääkäreiden suositteleman kahden minuutin harjauksen kuluttua.

6. Huolto

- Ennen pitkäaikaista säilytystä poista vesi estääksesi bakteerien leviämistä.
- Jos tarpeen, puhdista vedellä ja miedolla hankaamattomalla puhdistusaineella. Käytä enintään 40-asteista vettä. Kuivaa kaikki huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Säilytä tuote viliessä ja kuivassa paikassa suojassa suorilta auringonvaloilta.

7. Vianmääritys

Ongelma	Ongelman syy	Ratkaisu
Suusuihku ei käynnisty.	Tuote on uusi tai et ole käyttänyt sitä 3 kuukauteen.	Lataa suusuihku 24 tunnin ajan.
Suusuihku toimii vain parin minuutin ajan.	Akku on tyhjä.	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
	Suusuihku ei ole ladattu.	Lataa suusuihku 24 tunnin ajan.
Vedenpaine on erittäin alhainen.	Puhdistuspää on tukossa. Puhdistuspää on vääntynyt.	Puhdista puhdistuspää tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
	Suodatin on likainen.	uhdista suodatin.
Suusuihkuista ei tule vettä.	Vesisäiliö on tyhjä.	Täytä säiliö vedellä.
	Suusuihku on kallistettu liikaa.	Pidä suusuihku suorassa.
Tuotteesta ja vesisäiliöstä tippuu vettä.	Suusuihku on kallistettu liikaa, mikä aiheuttaa veden valumisen ilma-aukosta tai vesisäiliöstä.	Pidä suusuihku suorassa.

8. Hävittäminen

Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisen lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tämä tuote on EU-direktiivin 2012/19/EU määräysten alainen.



Roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Elektroniikka- ja sähkölaitteet ovat vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi. Hävitä tuote vastuullisesti käyttämällä tarkoituskemukaista kierrätys- tai jätteenkäsitelykeskusta.



CE-merkki tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella myytävä tuote on terveys- turvallisuus- ja ympäristöstandardi on mukainen. CE-merkintä on valmistajan todistus siitä, että tuote täyttää sovellettavissa olevien EY-direktiivien asettamat vaatimukset.



Kierrättäminen vähentää ympäristön kuormitusta. Jos haluat kierrättää laitteen, noudata asuinmaasi paikallista lainsäädäntöä ja ohjeita.

ES

Gracias por comprar el irrigador dental. Este manual proporcionará instrucciones para un uso eficaz y seguro del producto. Léalo detenidamente antes de utilizarlo y guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas. Si alguna vez pasa el producto a otras personas, este manual debe incluirse.

1. Contenido del paquete

- Irrigador dental
- 4 Boquillas
- Cable USB-C (1 m)
- Manual

2. Datos técnicos

Modelo del producto:	HX-902
Material:	ABS
Peso líquido:	249 g
Capacidad del tanque de agua:	220 ml
Voltaje de carga:	5V
Corriente de carga:	1 A
Voltaje nominal:	3,7V
Potencia nominal:	4 W
Presión del agua:	90-120 psi, 3 ajustes
Tiempo de carga:	2-6 horas
Cable de carga USB:	tipo C, 1 m
A prueba de agua:	IPX7

3. Descripción de las partes

1. Boquilla
2. Botón de encendido/apagado
3. Luces indicadoras de modo
4. Interfaz de carga
5. Capacidad del tanque de agua (220 ml)

Nota: Siempre probamos el chorro de agua de cada producto. Es por eso que puede que haya algo de agua destilada en el interior. Esto es completamente seguro y no afectará su salud.

1. **Boquilla estándar:** para la limpieza diaria.

2. **Boquilla de bolsillo periodontal:** para eliminar la placa y limpiar debajo de la línea de la encía. Cuenta con una punta de goma suave diseñada para la administración de enjuagues terapéuticos a baja presión.

3. **Boquilla para raspar la lengua:** para raspar y enjuagar suavemente. Elimina las bacterias y los compuestos de azufre que residen en la lengua y causan el mal aliento.

4. **Boquilla ortodóntica:** cepillo cónico que ayuda a eliminar la placa de los aparatos de ortodoncia.


4. Instrucciones de seguridad

- Solo para uso previsto, como se describe en este manual.
- El producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, pero sólo bajo supervisión y teniendo en cuenta los posibles riesgos.
- El mantenimiento debe ser realizado por o bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de su uso, inspeccione el dispositivo y sus partes. No utilice en caso de daños.
- No permita que la humedad entre en contacto con ninguna pieza eléctrica.
- No utilice el dispositivo sin una boquilla.
- No presione la boquilla con demasiada firmeza contra los dientes y las encías.
- Quite las joyas orales antes de utilizar este producto.
- No utilice el dispositivo si tiene llagas, ampollas o cortes en la boca.
- Si se somete a un tratamiento, consulte a su profesional dental antes de usarlo.
- Deje de utilizar el producto y póngase en contacto con su dentista, si experimenta alguna molestia o dolor.
- Este producto es un dispositivo de cuidado personal y no está destinado a ser utilizado por varias personas.
- Los accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar riesgos.
- No intente reparar, desmontar o alterar el producto.

5. Funcionamiento - Carga

1. Retire la tapa del puerto de carga.
2. Conecte el irrigador dental a la red eléctrica con el cable USB-C suministrado y un adaptador (no incluido).
3. Las luces indicadoras de modo comienzan a parpadear alternativamente mientras se carga y las tres se encienden cuando el irrigador dental está completamente cargado.
4. Asegúrese de que la cubierta del puerto de carga esté bien colocada antes de usarla.

Nota: Tarda entre 2 y 6 horas en cargar completamente la batería, pero el irrigador dental se puede utilizar antes de eso. Cuando el indicador de modo parpadea durante el uso, es necesario cargarlo.



Uso del irrigador dental

1. Asegúrese de que el irrigador dental esté completamente cargado (aproximadamente 2-6 horas) antes del primer uso.
2. Coloque la boquilla de su elección en el irrigador dental.
3. Retire el tanque de agua y llénelo con agua (máx. 220 ml).
4. Presione brevemente el botón encendido/apagado para encender el irrigador dental. Presione prolongadamente para seleccionar uno de estos modos:
 - Suave: para dientes sensibles y niños.
 - Normal: para la eliminación profunda de bacterias bajo la encía y entre los dientes.
 - Pulso: para el masaje de las encías y la limpieza.
5. Después de cada uso, enjuague las piezas cuidadosamente para eliminar cualquier residuo. Vacíe el tanque de agua y seque todo con un paño limpio y suave.

Nota:

- El uso de irrigador dental es una adición al cepillado diario y parte de una rutina dental saludable.
- Asegúrese de limpiar los cuatro cuadrantes de su boca por igual.

Temporizador inteligente

El irrigador dental se apagará automáticamente al final del tiempo de cepillado recomendado por el dentista de dos minutos.

6. Mantenimiento

- Antes del almacenamiento a largo plazo, retire el agua restante para evitar que las bacterias se propaguen.
- Si es necesario, limpiar con agua o un detergente suave cálido no abrasivo. No use agua más caliente que 40°C. Seque todo bien con un paño limpio y suave.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa.

7. Solución de problemas

Problema	Causa del problema	Solución	
El irrigador dental no se enciende.	El producto es nuevo o no lo ha usado en 3 meses.	Cargue del irrigador dental por 24 horas.	
El irrigador dental solo funciona durante un par de minutos.	La batería se acabó.	Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.	
	El irrigador dental no está cargado.	Cargue del irrigador dental por 24 horas.	
La presión del agua es muy baja.	La boquilla está congestionada.	Limpie la boquilla o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.	
	La boquilla está doblada.	Hay suciedad en el filtro.	Limpie el filtro.
	No hay agua saliendo del irrigador dental.	El tanque está vacío.	Llene el tanque de agua con agua.
Goteos de agua del producto y del tanque de agua.	El irrigador dental se inclina demasiado.	Mantenga el irrigador dental recto.	
	El irrigador dental se inclina demasiado, lo que provoca que el agua salga del respiradero o del tanque de agua.	Mantenga el irrigador dental recto.	

8. Desechar

Deseche el artículo y los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales vigentes.

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva 2012/19/UE.



El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Los aparatos electrónicos y eléctricos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchelos de forma responsable en una instalación de residuos o de reciclaje autorizada.



El marcado CE es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente de los productos vendidos en la Unión Europea. El marcado CE es la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas CE aplicables.



El reciclaje ayuda a reducir el consumo de recursos y reduce el impacto ambiental. Si desea deshacerse del embalaje, debe cumplir con la legislación medioambiental de su país.



El Green Dot (Punto Verde) significa que para tales envases se ha pagado una contribución financiera a una organización nacional de recuperación de envases calificada, establecida de acuerdo con los principios definidos en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62 relativa a los envases y residuos de envases y la legislación nacional respectiva.


PT
Obrigado por adquirir nosso irrigador dental. Este manual fornecerá instruções para o uso eficaz e seguro do produto. Leia atentamente antes de usar e guarde o manual num local seguro para referência futura. Se alguma vez passar o produto para outros, este manual deve ser incluído.

1. Conteúdo da embalagem

- Irrigador dental
- 4 Bocais
- Comprimento do cabo USB-C (1 m)
- Manual

2. Dados técnicos

Modelo do produto: HX-902
Material: ABS
Peso líquido: 249 g
Capacidade do reservatório de água: 220 ml
Tensão de carga: 5V
Corrente de carga: 1 A
Tensão nominal: 3,7V
Potência nominal: 4 W
Pressão da água: 90-120 psi, 3 definições
Tempo de carregamento: 2-6 horas
Cabo de carregamento USB: tipo C, 1 m
À prova d'água: IPX7



3. Descrição das peças

1. Ponta
2. Botão ligado/desligado
3. Luzes indicador do modo
4. Interface de carregamento
5. Reservatório de água (220 ml)

Observação: Sempre testamos o jato de água de cada produto. É por isso que pode haver um pouco de água destilada dentro. Isso é completamente seguro e não irá afetar a sua saúde.

1. **Bico padrão:** para limpeza diária.
2. **Bico de bolso periodontal:** para remover a placa e limpar sob a linha da gengiva. Possui uma ponta de borracha macia projetada para a entrega de enxágues terapêuticos de baixa pressão.
3. **Bico de raspagem da língua:** para raspagem e lavagem suaves. Remove bactérias e compostos de enxofre que residem na língua e causam mau hálito.
4. **Bico ortodôntico:** escova cônica que ajuda a remover a placa dos aparelhos e da ortodontia.

4. Instruções de segurança

- Apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.
- O produto é seguro para uso por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, mas apenas sob supervisão e levando em consideração quaisquer perigos.
- A manutenção deve ser feita por ou sob a supervisão de um adulto.
- Antes de usar, inspecione o dispositivo e suas peças. Não use em caso de danos.
- Não deixe a humidade entrar em contato com quaisquer peças elétricas.
- Não opere o dispositivo sem um bico.
- Não segure o bico muito perto dos dentes e gengivas.
- Remova quaisquer joias orais antes de usar este produto.
- Não use o dispositivo se tiver feridas, bolhas ou cortes na boca.
- Ao fazer o tratamento, consulte o seu dentista antes de usar.
- Pare de usar o produto e fale com o seu dentista se sentir algum desconforto ou dor.
- Este produto é um dispositivo de cuidados pessoal e não se destina a ser utilizado em várias pessoas.
- Os acessórios não recomendados pelo fabricante podem causar perigo.
- Não tente reparar, desmontar ou alterar o produto sozinho.

5. Funcionamento - Carga

1. Remova a tampa da porta de carregamento.
2. Ligue o irrigador dental à rede elétrica utilizando o cabo USB-C fornecido e um adaptador (não incluído).
3. As luzes indicadoras de modo começam a piscar alternadamente durante o carregamento e os três acendem quando o irrigador dental está totalmente carregado.
4. Certifique-se de que a tampa da porta de carregamento está bem substituída antes de usar.

Observação: Leva 2-6 horas para carregar completamente a bateria, mas o irrigador dental pode ser usado antes disso. Quando o indicador de modo pisca durante o uso, o irrigador dental precisa ser carregado.

Utilização do irrigador dental

1. Certifique-se de que o irrigador dental esteja totalmente carregado (aprox. 2-6 horas) antes da primeira utilização.
2. Coloque o bocal de sua escolha no irrigador dental.
3. Retire o tanque de água e encha-o com água (máx. 220 ml).
4. Prima brevemente o botão liga/desliga para ligar o irrigador dental. Prima longo para selecionar um destes modos:
 - Macio: para dentes sensíveis e crianças.
 - Normal: para remoção profunda de bactérias sob as gengivas e entre os dentes.
 - Pulsar: para massagem gengival e limpeza.
5. Após cada uso, enxágue as peças cuidadosamente para remover qualquer resíduo. Esvazie o tanque de água e limpe tudo com um pano limpo e macio.

Observação:

- O irrigador dental é uma adição à escovação diária e uma parte de uma rotina dentária saudável.
- Certifique-se de limpar todos os quatro quadrantes da boca igualmente.

Temporizador inteligente

O irrigador dental desliga-se automaticamente no final do tempo de escovação recomendado pelo dentista de dois minutos.

6. Manutenção

- Antes do armazenamento a longo prazo, remova qualquer água restante para evitar que as bactérias se espalhem.
- Se necessário, limpe com água ou um detergente não abrasivo suave. Não use água mais quente do que 40°C. Seque tudo cuidadosamente com um pano limpo e macio.
- Guarde o produto num local fresco e seco, longe da luz solar direta.

7. Resolução de problemas

Problema	Causa do problema	Solução
O irrigador dental não liga.	O produto é novo ou você não o usou em 3 meses.	Carregue o irrigador dental por 24 horas.
O irrigador dental só funciona por alguns minutos.	A bateria está descarregada.	Contate o nosso serviço ao cliente.
	O irrigador dental não está carregado.	Carregue o irrigador dental por 24 horas.
A pressão da água está muito baixa.	A ponta está congestionada.	Limpe o bocal ou fale com o nosso serviço ao cliente.
	O bocal está torto.	
Não há água a sair do irrigador dental.	Há sujidade no filtro.	Limpe o filtro.
	O reservatório de água está vazio.	Encha o reservatório de água com água.
A água escorre do produto e do tanque de água.	O irrigador dental está inclinado demais.	Mantenha o irrigador dental direito.
	O irrigador dental é inclinado demais, fazendo com que a água seja drenada do respiradouro ou do tanque de água.	Mantenha o irrigador dental direito.

8. Descarte

Elimine o artigo e os materiais de embalagem de acordo com os regulamentos locais em vigor. Este produto está sujeito às disposições da Diretiva Europeia 2012/19/UE.



O símbolo do contentor riscado significa que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico normal. Equipamentos eletrónicos e eléctricos não incluídos no processo de triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Descarte de forma responsável numa instalação de reciclagem ou de resíduos aprovada.



A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para produtos vendidos dentro da União Europeia. A marcação CE é a declaração por parte do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.



A reciclagem ajuda a reduzir o consumo de recursos e o impacto ambiental. Se desejar desfazer-se da embalagem, respeite a legislação ambiental do seu país.