

User Manual UK

Product: Aluminum Walker

Item No.: RC16



First of all, thank you very much for choosing SeniorSam products. The design and manufacture of this product meet the relevant product standards. Please read the instructions carefully before using this product and keep it for future reference.

Before using this product, please make sure you fully understand the following warnings:

1. People with reduced mobility, seniors, and those who cannot help themselves must be looked after by others.
 2. The function of this product is to assist walking. Never support the weight of the whole body on the product.
Do not use the walker with only one foot on the ground.
 3. Please pay attention to whether the ground is flat or slippery during use to ensure safety in use.
 4. Load: 136kg.
 5. After use, wipe the surface of the product with a dry towel and place it in a ventilated place;
Do not use steel brushes and abrasive cleaners to avoid damaging the product surface.
 6. Make sure all the main body and accessories are intact and firm, if the product foot pad is found to be worn and cracked, please replace immediately.
 7. Improper use can easily cause deformation and fracture of this product.
- We are not responsible for your physical injury.

II. Using Instruction!

Turn on the walker:

Spread the left and right sides of the walker outward until the button are fully ejected.
Please make sure the button has popped up before use.

2. Collapse walker:

After pressing down the tube sleeve on the walker, close the left and right grips inward

3. Height adjustment:

It can be adjusted to the height suitable for users according to different heights.

Press down the marble on the foot tube and adjust it to a suitable adjustment hole to make the marble **pop out**.

Note:

Please be sure to have four feet adjusted in the same level to avoid danger.

How to use:

When in use, the four feet of the walker should be grounded first, and the user should hold the grips on both sides.

Lift the walker forward and take a small step down, the user is moving forward.

III. Repair and maintenance:

1. Regularly check whether the screws are loose and whether the rubber feet are firm and stable. Replace them if they are worn.
2. Always clean, disinfect regularly, and place in a dry and ventilated environment.

VII. Precautions, warnings, and instructions:

1. Objects used by the product

(1) It is used by patients with reduced mobility, seniors, and those who cannot help themselves must be looked after by others.

(2) Please do not allow infants and young children and people who cannot understand the operation to use this product alone.

2. Potential safety hazards and use restrictions

(1) Before using the device, please read the instruction manual carefully. If this equipment is used in a manner not specified in the instructions, the protection provided by the equipment may be impaired.

(2) When starting to use the device, the user should practice in a flat and wide place, in order to be proficient in the various characteristics of crutch, in order to avoid the aging of the rubber feet during the use process, which may cause the user to be injured.

(3) When the walker is not in use or needs to be moved, the walker should be folded or placed in a corner to avoid occupying extra space and preventing others from walking.

Dimensions: 460x 530 x 770/930 mm

Weight: 2,4 kg

Maximum load: 136 kg

Material: Aluminium + Plastic

Height adjustable: Yes, from 77– 93 cm

www.seniorsam.dk

info@seniorsam.dk

Produkt: Gangstativ sammenklappelig justerbar.

Varenr .: RC16



Først og fremmest mange tak for dit valg af et SeniorSam produkt. Design og fremstilling af dette produkt opfylder de relevante produktstandarder. Læs vejledningen omhyggeligt, inden du bruger dette produkt, og gem den til senere brug.

Inden du bruger dette produkt, skal du sørge for fuldt ud at forstå følgende advarsler:

1. Mennesker med nedsat mobilitet, ældre og dem, der ikke kan hjælpe sig selv, skal passes af andre.
2. Dette produkts funktion er at hjælpe med at gå. Understøt aldrig vægten af hele kroppen på produktet.

Brug ikke gangstativet med kun en fod på jorden når du flytter eller løfter gangstativet fremad!

3. Vær opmærksom på, om underlaget er fladt eller glat under brug for at sikre sikkerheden ved brug.
4. Belastning: Maks 136 kg.
5. Efter brug skal du tørre produktets overflade af med et tørt håndklæde og placere det på et ventileret sted;

Brug ikke stålborster og slibende rengøringsmidler for at undgå at beskadige produktets overflade.

6. Sørg for, at hele hoveddelen og tilbehøret er intakte og faste, hvis produktets gummidupsko er slidt og revnet, skal de udskiftes straks.

7. Ukorrekt brug kan let forårsage ekstraordinært stort slidtage og brud på dette produkt.

Vi er ikke ansvarlige for din fysiske skade.

Brug af instruktion:

1. Tag gangstativet frem og spred gangstativets venstre og højre side udad, indtil knappen er skubbet helt ud og klikket på plads. Sørg for, at knappen er dukket op inden brug og sidder fastspændt.
2. Højdejustering: Gangstativet kan justeres til den ønskede højde, som er egnet til brugeren. Tryk udløserknappen ind for at justere til den ønskede højde, og drej stykket så udløserknappen springer ud og sidder fastspændt. Foretag samme øvelse med alle 4 ben.

Sikre at alle 4 ben sidder i samme højde for at undgå fald.

Sådan bruges gangstativet:

Når den er i brug skal gangstativets fire fødder først placeres på det plane underlag og brugeren skal holde grebene på begge sider af gangstativet.

Løft gangstativet fremad i position og følg efter med et skridt af gangen. Gentag denne fremgangsmetode for at komme sikkert fremad.

Reparation og vedligeholdelse:

1. Kontroller regelmæssigt, om skruerne er løse, og om gummifødderne er faste og stabile. Udskift dem, hvis de er slidte.
2. Rengør og desinficer regelmæssigt og anbring i et tørt og ventileret miljø efter brug.

Transport og opbevaring:

Udstyret er pakket i overensstemmelse med kravene til regnmodstand, fugtbestandighed og stødmotstand, når det forlader fabrikken. Den pakkede firbenede gangstativ kan transporteres med almindelige transportmidler. Under transport fastgøres gangstativet så der undgås at den rutscher rundt.

Opbevares på et tørt og ventileret sted med en almindelig rumtemperatur.

Forholdsregler, advarsler og instruktioner:

1. Gangstativet er beregnet til ældre patienter med nedsat funktionsevne og mobilitet.
2. Tillad ikke spædbørn og småbørn og mennesker, der ikke kan forstå produktet, at bruge dette produkt alene.

Potentielle sikkerhedsrisici og anvendelsesrestriktioner:

1. Inden du bruger enheden, skal du læse betjeningsvejledningen omhyggeligt. Hvis dette udstyr bruges på en måde, der ikke er angivet i vejledningen, kan beskyttelsen fra udstyret blive forringet.
2. Når brugeren begynder at bruge enheden, bør brugeren øve sig på et fladt og bredt sted for at lære hvordan produktet anvendes.
3. Når gangstativet ikke er i brug eller skal flyttes, skal gangstativet foldes sammen eller placeres i et hjørne for at undgå at optage ekstra plads og forhindre andre i at gå med stativet.

Mål: 460 x 530 x 770/930 mm

Vægt: 2,4 kg

Maks belastning: 136 kg

Materiale: Aluminium + Plastic

Højdejusterbar: Ja, fra 76– 93,5 cm

www.seniorsam.dk

info@seniorsam.dk