

BAMBA

TOOTHCARE 1100 JET LIBERTY

Bærbar mundskylningsmaskine / Portable oral irrigator



cecotec

Brugermanual
Instruction manual

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	4
1. Dele og komponenter	10
2. Før maskinen tages i brug	10
3. Betjening	11
4. Rengøring og vedligeholdelse	13
5. Fejlfinding	14
6. Tekniske specifikationer	15
7. Bortskaffelse af gamle elektriske apparater	15
8. Teknisk support og garanti	15
9. Ophavsret / Copyright	16

Index

Safety instructions	17
1. Parts and components	21
2. Before use	21
3. Operation	22
4. Cleaning and maintenance	24
5. Troubleshooting	25
6. Technical specifications	26
7. Disposal of old electrical appliances	26
8. Technical support and warranty	26
9. Copyright	27




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 1




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 3




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 4




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 6



Fig./Img./Abb./
Afb./ Rys. / Obr. 7




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 8

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Denne enhed bør kun bruges sammen med vand eller specifikke opløsninger.
- For at undgå risiko for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade:
- Forsøg ikke at tilslutte eller frakoble opladeren med våde hænder. Træk fra stikket, ikke ledningen for at tage det ud.
- Sørg for, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatets mærkeplade, og at stikkontakten er jordet.
- Kontroller opladningsledningen regelmæssigt for synlige skader. Hvis ledningen eller adapteren er beskadiget, skal de udskiftes af Cecotecs officielle tekniske supportservice for at undgå enhver form for fare.
- Afbryd opladeren fra strømforsyningen, når enheden er opladet.
- Hold produktet og ledningen væk fra ild og andre varmekilder.
- Efterlad aldrig et produkt uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Du skal oplade produktet med opladeren leveret af Cecotec. Brug ikke nogen anden type oplader.
- Brug kun dette apparat til tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- Brug kun tilbehør anbefalet eller kommercialiseret af Cecotec.
- Undlad at tabe eller stikke fremmedlegemer ind i nogen åbning eller slange.
- Ret ikke vand ind under tungen, øret, næsen eller andre føl-

somme områder. Dette produkt kan producere tryk, som kan forårsage alvorlig skade i disse områder.

- Brug det ikke, hvis du bærer mundsmykker, fjern det før du bruger det.
- Brug det ikke, hvis du har et åbent sår i munden eller tungen. Hvis du er blevet rådet af din læge til at modtage antibiotisk præmedicinering før tandbehandlinger, bør du konsultere din tandlæge, før du bruger dette instrument eller ethvert andet mundhygiejnehjælpemiddel.
- Denne enhed er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug ikke udendørs. Brug ikke skylleapparatet på steder, hvor der bruges ilt eller aerosoler.
- Opbevar apparatet og dets brugsanvisning på et sikkert og tørt sted, når det ikke er i brug.
- Skylleapparatet kan forårsage blødende tandkød, når det bruges første gang. Dette er helt normalt og vil forsvinde ved hyppig brug. Tilpas apparatets intensitet for at reducere denne effekt.
- Brug ikke enheden uden at samle en dyse.
- Dette produkt har batterier, som ikke kan erstattes.
- Anbring ikke enheden på et varmt eller vådt sted, ej heller på steder med direkte sollys.
- Under rengøring eller vedligeholdelse skal du sørge for, at enheden er slukket og ikke oplades.
- Brugere, der lider af paradentose eller personer, der har gennemgået oral kirurgi inden for de sidste 2 måneder, bør konsultere en læge, før de bruger denne enhed.
- Undlad at adskille eller udskifte dele af dette apparat.
- For at undgå forbrændinger må du ikke fylde tanken eller forsøge at rense din mund med vand over 40°C.
- Brug ikke enheden til andre formål end mundhygiejne.
- For at undgå skader, må du ikke trykke mundstykket mellem dit tandkød eller tænder.
- Brug ikke jod, saltvand eller koncentrerede æteriske olier, der er uopløselige i vand, med dette apparat. Hvis du gør det, vil

det reducere ydeevnen og forkorte holdbarheden.

- Fyld ikke enheden med ren mundskyllevæske. Hvis du vil bruge mundskyl, fortynd det i henhold til passende proportioner.
- Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference.

Generelle sikkerhedsindikationer for genopladelige batterier og opladere

- Du må kun oplade batterierne med anbefalede eller leverede opladere af Cecotec. En oplader til en bestemt type batteri kan forårsage brand, hvis den bruges på et andet batteri end det anbefalede.
- Du skal holde genopladelige batterier væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og enhver anden lille metalgenstand, der kan forbinde batterikontakterne. En kortslutning mellem de genopladelige kontakter kan forårsage brand eller personskaade.
- Oplad ikke batterier fra andre produkter, der er anderledes end Cecotec med den medfølgende oplader. Opladeren er designet til at oplade de genopladelige batterier leveret af Cecotec med deres tekniske specifikationer. Ukorrekt brug kan forårsage brand eller eksplosion.
- Ukorrekt brug af det genopladelige batteri kan forårsage væskespild. Hvis dette sker, undgå kontakt med væske. I tilfælde af utilsigtet kontakt, skyl den berørte del med vand.
- Spildt væske kan forårsage hudirritation eller forbrændinger.
- Hvis væske kommer i kontakt med dine øjne, søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriet er beskadiget eller misbrugt, kan det frigive giftige dampe. Luft rummet ved at lade frisk luft komme ind og søg lægehjælp i tilfælde af ubehag.
- Dampe kan forårsage irritation af åndedrætssystemet.
- Pas på, at elektriske forbindelser ikke kommer i berøring med fugt. Nedsænk den ikke i vand eller andre væsker, når den rengøres, eller når den fungerer, da det kan forårsage en kortslutning. Nedsænk ikke opladeren i vand eller anden væske.

- Åbn ikke det genopladelige batteri. Du kan lave en kortslutning.
- Kortslut ikke det genopladelige batteri. Du kan forårsage en eksplosion.
- Slå ikke på batteriet. Det kan medføre risiko for brand og eksplosion.
- Opladeren er kun egnet til indendørs brug. Brug den ikke udendørs.
- Hold opladeren ren. Støv kan forårsage elektrisk stød.
- Du må ikke lade opladeren køre på letantændelige overflader (papir, tekstilprodukter osv.) eller brændbare atmosfærer.
- Opladeren kan nå høje temperaturer under opladning, der er risiko for brand.
- Det anbefalede rumtemperaturområde under opladning er mellem 4 og 40°C.
- Det anbefalede rumtemperaturområde for batteri- og værktøjsopbevaring er mellem 0 og 50°C.

1: DELE OG KOMPONENTER

Fig. 1

1. 360° roterende dyse
2. Dyseudløserknap
3. Tænd/sluk-knap
4. Indstillingsknap
5. Display
6. Vandtank
7. Opladningsport
8. Vandindtag

Tilbehør:

Fig. 2

1. Almindelige højtryks dyse x2
2. Parodontal dyse x1
3. Bøjle-mundstykke x1
4. Plak-mundstykke x1
5. Tungerensermundstykke x1
6. Netledning x1

Udskift den hver 6. måned

Normal højtryk dyse: normal rengøring

Udskift den hver 3. måned

- Bøjle-mundstykke: Bøjler normal rengøring
- Dental plak dyse: Tandimplantater/broer/kroner/normal rengøring
- Parodontal dyse: Rengøring af parodontoselommer
- Tungerensermundstykke: Normal rengøring

2: FØR MASKINEN TAGES I BRUG

- Tag enheden ud af emballagen og fjern alt emballagemateriale.
- Tjek omhyggeligt, om der er skader. Hvis der er, skal du straks underrette Cecotecs tekniske support.
- Før brug: Meget vigtigt! Sørg for, at enheden er helt opladet, før du bruger den første gang, ved at tilslutte ledningen til opladningsporten og stikkontakten. Enheden kan ikke bruges under opladning.

3. BETJENING

Trin 1: Sådan fyldes vandtanken

- Åbn dækslet til vandindtag og hæld vand i tanken.

Bemærk

Før du placerer vandtanken i enheden, skal du sørge for, at den er slukket.

Trin 2: Dyseinstallation

Indsæt dysen i mellemrummet i den øverste del af enheden, og tryk den indad. Det vil klikke, når det er korrekt installeret. Drej dysen for at indstille vandudløbsretningen. Hvis du skal skifte dysen, skal du trykke på udløserknappen og fjerne den. Fig. 3

Trin 3: Valg af tilstand

Enheden har 6 tilstande. Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på tilstandsknappen, mens enheden er slukket. Nedenfor finder du funktionen for hver tilstand.

Fig. 4

1. Tilstandsindikator

2. Logo

3. Opladningsindikator

- Mode 1: Mode 1 er angivet ved konstant visning af 1 hvid prik og det hvide BAMBA logo. Vandtrykket er 10-40 PSI.
- Mode 2: Mode 2 indikeres af den konstante visning af 2 hvide prikker og det hvide BAMBA-logo. Vandtrykket er 30-60 PSI.
- Mode 3: Mode 3 er angivet ved konstant visning af 3 hvide prikker og det hvide BAMBA logo. Vandtrykket er 50-90 PSI.
- Mode 4: Mode 4 indikeres af den konstante visning af 4 hvide prikker og det hvide BAMBA-logo. Vandtrykket er 60-110 PSI.
- Pulstilstand: Pulstilstand indikeres af den konstante visning af 4 hvide prikker og det hvide BAMBA-logo. Vandtrykket er 60-110 PSI.
- Tilpasset tilstand: Tilpasset tilstand indikeres af den langsomme mørklægning af BAMBA-logoet fra hvid til blå. Vand trykket er 10-110 PSI. Denne tilstand har 8 vandtrykkniveauer. Blinkende prikker angiver et ulige vandtrykkniveau, mens konstante prikker angiver et lige niveau.
- Indstilling af den tilpassede tilstand: Til enhver tid skal du holde tilstandsknappen nede i 2 sekunder for at få adgang til den tilpassede tilstandsindstilling.
- Logoindikatoren begynder at blinke hurtigt i hvidt. Hver gang du trykker

på tilstandsknappen, vil du øge vandtrykket i 1 niveau. Efter indstilling af det ønskede vandtryk skal du bekræfte indstillingerne ved at holde tilstandsknappen nede i 1 sekund eller uden at trykke på nogen knap i 5 sekunder.

- Denne enhed har lys i vandtanken. Under brug vil tanken lyse op.

Trin 4: Før brug

- Før du bruger apparatet, skal du læne dig lidt over vasken, trække mundstykket ind i munden og rette det mod tænder, tandkød eller mellem tænderne.
- Drej dysen for at indstille vandretningen til at være vinkelret på den del af munden, der skal renses. Sørg for, at din mund er lidt åben, så vandet kan komme ud.

Bemærk:

- Når du bruger mundskylningsapparatet for første gang, skal du starte fra den langsomste tilstand. Vandtrykket kan stige gradvist, efterhånden som din mund tilpasser sig det. Du kan opleve kløe eller let blødning i tandkødet under brug.

Trin 5: Brug

- Hold tænd/sluk-knappen nede i 1 sekund for at tænde enheden. Enheden har en auto-sluk-timer på 120 sekunder.
- Sluk enheden til enhver tid, hvis du er færdig med at bruge den, ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen. Når du tænder for enheden igen, genstarter timeren.

Teknikker

For at få bedre resultater skal du starte med kindtænderne (bagerste tænder) og arbejde dig frem til fortænderne. Mens du renser, skal du flytte dysen til 90° over tandkøds-kanten. Bliv mellem hver tand i en kort periode. Luk dine læber lidt for at undgå, at der kommer vand ud, men lad nok plads til, at vandet kan strømme fra din mund til vasken. Fig. 5

Trin 6: Efter brug

Efter hver brug skal du åbne låget til vandindtag og tømme det resterende indhold. Tænd for enheden, og fjern eventuel væske, der er tilbage i skylleapparatet, indtil det ikke frigiver noget vand. Sluk derefter enheden. Fig. 6

Trin 7: Opladning

Under brug er batteriindikatoren hvid og blinker rødt, når batteriet er lavt, i dette øjeblik skal du genoplade batteriet. Under opladning vil batteriindi-

katoren og BAMBA-logoet blinke rødt. Når enheden er helt opladet, lyser batteriindikatoren og BAMBA-logoet hvidt.

4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af hoveddelen

- Brug kun rent vand og neutralt rengøringsmiddel til at rengøre enheden. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Brug ikke vand over 50°C til at rengøre nogen del af enheden, da det kan beskadige den og reducere dens ydeevne.
- Hvis du nedsænker skylleapparatet i vand for at rense det, skal du sørge for, at ladeportens låg er placeret korrekt. Ellers kan enheden blive beskadiget.

Rengøring af vandtank

- Hold hoveddelen med den ene hånd og vandbeholderen med den anden hånd. For at fjerne tanken, drej den med uret og træk nedad.
- Skyl indersiden af tanken med rent vand ved stuetemperatur. Rengør ikke tanken med nogen form for rengøringsmiddel.
- Efter rengøring skal du placere vandtanken ved at rette den ind efter tætningen og dreje den mod uret. Fig. 7

Fjernelse af skala

- Afhængigt af mineralindholdet i det anvendte vand kan der dannes kalkaflejringer i apparatet. Hvis du ikke fjerner kalkaflejringer, vil de reducere produktets ydeevne.
- Peg mundstykket mod vasken, tænd for apparatet og lad det køre, indtil det har tømt alt vandet. Fyld vandtanken med rent, varmt vand og gentag det foregående trin for at rense tanken. Denne rengøringsproces skal gentages hver 1-3 måned for at bevare produktets ydeevne.

Vedligeholdelse af batteri

- Sørg for, at batteriet er helt opladet, før du bruger det første gang.
- Sørg for, at batteriet er helt opladet, før du opbevarer enheden i længere tid.
- For at forlænge batteriets autonomi skal du oplade enheden med det samme, når batteriet er lavt.

Genbrug af batteri

Denne enhed bruger et genanvendeligt genopladeligt batteri, der er placeret i den øverste del af enhedens krop. Ved afslutningen af enhedens livs-

cyklus skal batteriet genbruges eller bortskaffes separat i overensstemmelse med lokale regler for affaldshåndtering, før enheden bortskaffes.

Genbrugsproces

Mens enheden er slukket, skal du fjerne dysen og vandtanken og bruge en skrueetrækker eller et lignende værktøj til at lirke basen op og fjerne det genanvendelige batteri. Fig. 8

Bemærk

Kortslut ikke de negative og positive forbindelser på det fjernede batteri. Tilslutningerne kan isoleres med klæbebånd.

5. FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der er en lækage mellem dysen og kroppen	Dysen er ikke korrekt samlet. Dyseholderens tætning er beskadiget	Fjern dysen, og installer den igen, og sørg for, at den passer korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cecotecs officielle tekniske support for at reparere tætningen.
Der er en utæthed i vand-indtaget	Tætningen er beskadiget, eller der er urenheder i indløbet	Contact the official Technical Support Service of Cecotec.
Der er en utæthed i vand-tanken	Tætningen er beskadiget.	Reparer forseglingen, eller kontakt Cecotecs officielle tekniske support.
Der er ikke nok vandtryk.	Der er ikke nok batteri	Prøv igen efter opladning
Enheden tænder ikke	Der er ikke nok batteri	Prøv igen efter opladning af enheden Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Cecotecs officielle tekniske support for at reparere det.
Enheden afgiver ikke vand	Du bruger apparatet for første gang, eller det har ikke været brugt i lang tid. Vandbeholderen er tom. Vandsugerøret er ikke placeret korrekt, eller det er beskadiget	Tilføj den korrekte vandmængde i dyseholderåbningen, og prøv igen efter installation af en dyse Sørg for, at der er nok vand i tanken Tjek vandsugerøret, og kontakt den officielle tekniske support fra Cecotec, hvis der er skader.

6. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: Bamba ToothCare 1100 Jet Liberty Product reference: 04314

Adapter: Input 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A Output: 5 V DC, 1 A, 5 W

Skylleapparat: Input 5 V DC, 1 A

Batteri: Li-ion 3.7 V, 1900 mAh, 7.03 Wh IPX7

Fremstillet i Kina | Designet i Spanien

7. BORTSKAFFELSE AF GAMLE ELEKTRISKE APPARATER



Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), specificerer, at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må bortskaffes sammen med almindeligt usorteret husholdningsaffald. Gammel apparater skal indsamles separat, for at optimere genvindingen og genanvendelse af de materialer, de indeholder og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet.

Den overstregede "beholder med hjul" på produktet skal minder dig om din forpligtelse til at bortskaffe apparatet korrekt. Hvis produktet har et indbygget batteri eller bruger batterier, skal de fjernes fra apparatet og bortskaffes på passende måde. Forbrugerne skal kontakt deres lokale myndigheder eller forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse gamle apparater og/eller deres batterier.

8. TEKNISK SUPPORT OG GARANTI

Dette produkt er under garanti i 2 år fra købsdatoen, så længe beviset af køb er indsendt, produktet er i perfekt fysisk stand, og det er blevet korrekt brugt, som forklaret i denne brugsanvisning.

Garantien dækker ikke følgende situationer:

- Produktet er blevet brugt til andre formål end dem, det er beregnet til, misbrugt, udsat for slag, udsat for fugt, nedsænket i flydende eller ætsende stoffer, samt enhver anden fejl der kan henføres til kunden.
- Produktet er blevet adskilt, modificeret eller repareret af personer, der ikke er autoriseret af den officielle tekniske supporttjeneste for Cecotec.
- Fejl, der skyldes normal slitage af dens dele, som følge af brug.

Garantiservicen dækker hver fabrikationsfejl på dit apparat i 2 år, baseret på gældende lovgivning, undtagen forbrugsdele. I tilfælde af misbrug vil garantien ikke gælde.

Hvis du på noget tidspunkt opdager et problem med dit produkt eller er i

tvivl, så tøv ikke med at kontakte Cecotec Nordic på telefon +4570127112 eller email info@cecotecnordic.com

9. OPHAVSRET

De intellektuelle ejendomsrettigheder over tekster, design, fotografier og illustrationer i denne manual tilhører CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne publikation må hverken helt eller delvist gengives, opbevares i et genfindingssystem, transmitteret eller distribueret på enhver måde (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller lignende) uden forudgående tilladelse fra CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.
- This device should only be used with water or specific solutions.
- To avoid risk of burns, electric shock, fire or injury:
- Do not attempt to connect or disconnect the charger with wet hands. Pull from the plug, not the cord to unplug it.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- Check the charge cord regularly for visible damage. If the cord or adapter are damaged, they must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- Disconnect the charger from the power supply when the device is charged.
- Keep the product and cord away from fire and other heat sources.
- Never leave a product unattended when it is plugged in.
- You must charge the product with the charger supplied by Cecotec. Do not use any other type of charger.
- Use this appliance only for intended purposes as described in this manual.
- Use only accessories recommended or commercialised by Cecotec.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.

- Do not direct water under the tongue, ear, nose or other sensitive areas. This product can produce pressures which may cause serious damage in these areas.
- Do not use it if you are wearing oral jewellery, remove it before using it.
- Do not use it if you have an open wound in your mouth or tongue. If you have been advised by your physician to receive antibiotic pre-medication prior to dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- This device is intended for household use only. Do not operate outdoors. Do not use the irrigator in places where oxygen or aerosols are being used.
- Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.
- The irrigator may cause bleeding gums when used for the first time. This is completely normal and will disappear with frequent use. Adapt the intensity of the appliance to reduce this effect.
- Do not use the device without assembling a nozzle.
- This product has batteries which cannot be substituted.
- Do not place the device in a hot or wet place, nor in places with direct sunlight.
- During cleaning or maintenance, make sure that the device is switched off and is not charging.
- Users suffering from periodontitis or those who have undergone oral surgery within the last 2 months should consult a physician before using this device.
- Do not disassemble or replace parts of this appliance.
- To avoid burns, do not fill the tank or attempt to clean your mouth with water above 40°C.
- Do not use the device for any purpose other than oral hygiene.
- To avoid injury, do not press the nozzle between your gums or teeth.

- Do not use iodine, salt water or concentrated essential oils that are insoluble in water with this appliance. Doing so would reduce performance and shorten its shelf life.
- Do not fill the device with pure mouthwash liquid. If you want to use mouthwash, dilute it according to the appropriate proportions.
- Keep this instruction manual for future reference.

General safety indications for rechargeable batteries and chargers

- You must charge the batteries only with recommended or provided chargers by Cecotec. A charger for a particular type of battery may cause a fire if used on a different battery to the recommended.
- You must keep rechargeable batteries away from paperclips, coins, keys, nails, screws and any other small metal object that can link the battery contacts. A short circuit between the rechargeable contacts can cause fire or injuries.
- Do not charge batteries from other products different to Cecotec with the charger supplied. The charger is designed to charge the rechargeable batteries provided by Cecotec with their technical specifications. An improper use can cause a fire or explosion.
- An improper use of the rechargeable battery can cause a liquid spill. If this takes place, avoid contact with liquid. In case of accidental contact, rinse the affected part with water.
- Spilled liquid can cause skin irritation or burns.
- If liquid comes into contact with your eyes, seek medical assistance immediately.
- If the battery is damaged or misused it can release toxic fumes. Air the room by letting fresh air enter and seek medical assistance in case of discomfort.
- Fumes can produce irritation to the breathing system.
- Be careful electrical connections do not come into touch with moisture. Do not immerse it in water or other liquids

when cleaning it or when it is working as it may produce a short circuit. Do not immerse the charger in water or any other liquid.

- Do not open the rechargeable battery. You can produce a short circuit.
- Do not short contact the rechargeable battery. You may produce an explosion.
- Do not hit the battery. It may cause risk of fire and explosion.
- The charger is only suitable for indoor use. Do not use it outdoors.
- Keep the charger clean. Dust can cause electric shock.
- You must not leave the charger operating on easily flammable surfaces (paper, textile products, etc.) nor flammable atmospheres.
- The charger can reach high temperatures while charging, there is a risk of fire.
- The recommended room temperature range during charging is between 4 and 40°C.
- The recommended room temperature range for the battery and tool storage is between 0 to 50°C.
- The recommended room temperature range during charging is between 5 and 50°C.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. 360° rotary nozzle
2. Nozzle release button
3. On/off button
4. Mode button
5. Display
6. Water tank
7. Charging port
8. Water inlet

Accessories:

Fig. 2

1. High pressure regular nozzle x2
2. Periodontal nozzle x1
3. Braces nozzle x1
4. Dental plaque nozzle x1
5. Tongue cleaner nozzle x1
6. Power cord x1

Replace it every 6 months

High pressure normal nozzle: normal cleaning

Replace it every 3 months

- Braces nozzle: Braces normal cleaning
- Dental plaque nozzle: Dental Implants/Bridges/Crowns/ Normal Cleaning
- Periodontal nozzle: Periodontal pockets cleaning
- Tongue cleaner nozzle: Normal cleaning

2. BEFORE USE

- Take the device out of its package and remove all packaging material.
- Check carefully if there is any damage. If there is, immediately notify the Technical Support Service of Cecotec.
- Before use: Very important! Make sure the device is completely charged before using it for the first time by connecting the cord to the charging port and power socket. The device cannot be used while charging.

3. OPERATION

Step 1: How to fill the water tank

- Open the water inlet cover and pour water into the tank.

Note

Before placing the water tank in the unit, make sure it is off.

Step 2: Nozzle installation

Insert the nozzle in the gap in the upper part of the device and press it inward. It will click when it is correctly installed. Turn the nozzle to set the water outlet direction. If you need to change the nozzle, press the release button and remove it. Fig. 3

Step 3: Mode selection

The device has 6 modes. Select the desired mode by pressing the mode button while the device is off. Below you will find the function for every mode.

Fig. 4

1. Mode indicator

2. Logo

3. Charge indicator

- Mode 1: Mode 1 is indicated by the constant display of 1 white dot and the white BAMBA logo. Water pressure is 10-40 PSI.
- Mode 2: Mode 2 is indicated by the constant display of 2 white dots and the white BAMBA logo. Water pressure is 30-60 PSI.
- Mode 3: Mode 3 is indicated by the constant display of 3 white dots and the white BAMBA logo. Water pressure is 50-90 PSI.
- Mode 4: Mode 4 is indicated by the constant display of 4 white dots and the white BAMBA logo. Water pressure is 60-110 PSI.
- Pulse mode: Pulse mode is indicated by the constant display of 4 white dots and the white BAMBA logo. Water pressure is 60-110 PSI.
- Customised mode: Customised mode is indicated by the slow darkening of the BAMBA logo from white to blue. Water pressure is 10-110 PSI. This mode has 8 water pressure levels. Flashing dots indicate an odd water pressure level, while steady dots indicate an even level.
- Setting the customised mode: At any time, hold down the mode button for 2 seconds to access the customised mode setting.
- The logo indicator will start flashing quickly in white. Every time you touch the mode button you will increase the water pressure in 1 level.

After setting the desired water pressure, confirm the settings by holding down the mode button for 1 second or without pressing any button for 5 seconds.

- This device features lights in the water tank. During use, the tank will light up.

Step 4: Before use

- Before using the device, lean slightly over the sink, extend the nozzle into your mouth and direct it towards teeth, gums or between teeth.
- Turn the nozzle to set the water direction to be perpendicular to the part of your mouth to be cleaned. Make sure your mouth is slightly open so water can exit.

Note:

- When using the oral irrigator for the first time, start from the slowest mode. Water pressure can increase gradually as your mouth adapts to it. You may experience itching or slight bleeding of the gums during use.
- It is normal and it should disappear after 1-2 weeks of use.

Step 5: Use

- Hold down the power button for 1 second to turn the device on. The device features an auto-off timer of 120 seconds.
- Turn off the device at any time, if you finished using it, by pressing again the power button. When turning on the device again, the timer will restart.

Techniques

To get better results, start with the molars (back teeth) and work your way to the front teeth. While cleaning, move the nozzle to 90° over the gumline. Stay between each tooth for a short period of time. Slightly close your lips to avoid water to exit, but let enough space for the water to flow from your mouth to the sink. Fig. 5

Step 6: After use

After every use, open the water inlet cover and empty the remaining content. Turn on the device and remove any liquid left in the irrigator until it does not release any water. Next, turn off the device. Fig. 6

Step 7: Charge

During use, the battery indicator is white and flashing red when the battery is low, at this moment you need to recharge the battery. During charge, the battery indicator and BAMBA logo will flash red. When the device is

completely charged, the battery indicator and the BAMBA logo will light up in white.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the main body

- Use only clean water and neutral detergent to clean the device. Do not use corrosive or abrasive detergents. Do not use water over 50°C to clean any part of the device, as it could damage it and reduce its performance.
- If you immerse the irrigator in water to clean it, make sure the charge port lid is correctly placed. Otherwise the device could get damaged.

Water tank cleaning

- Hold the main body with one hand and the water tank with the other hand. To remove the tank, turn it clockwise and pull downwards.
- Rinse the interior of the tank with clean water at room temperature. Do not clean the tank with any type of detergent.
- After cleaning it, place the water tank by aligning it with the sealing and turn it counterclockwise. Fig. 7

Removing scale

- Depending on the mineral content of the water used, limescale deposits may build up in the appliance. If you do not remove limescale deposits, they will reduce the performance of the product.
- Point the nozzle to the sink, turn on the device and let it run until it has emptied all the water. Fill the water tank with clean, warm water and repeat the previous step to clean the tank. This cleaning process must be repeated every 1-3 months to keep the performance of the product.

Battery maintenance

- Make sure that the battery is completely charged before using it for the first time.
- Make sure the battery is completely charged before storing the device for a long period.
- To lengthen the battery autonomy, charge the device immediately when battery is low.

Battery recycling

This device uses a recyclable rechargeable battery, located in the upper part of the device body. At the end of the device life cycle, recycle or dispose

of the battery separately in accordance with local waste management regulations before disposing of the device.

Recycling process

While the device is off, remove the nozzle and the water tank, and use a screwdriver or a similar tool to pry up the base and remove the recyclable battery. Fig. 8

Note

Do not shortcircuit the negative and positive connections of the removed battery. The connections can be insulated with adhesive tape.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
There is a leak between the nozzle and the body	The nozzle is not correctly assembled The nozzle holder seal is damaged	Remove the nozzle and install it again in its position, ensuring it correctly fits If the problem persists, contact the official Technical Support Service of Cecotec to repair the seal.
There is a leak in the water inlet	The seal is damaged, or there are impurities in the inlet	Contact the official Technical Support Service of Cecotec.
There is a leak in the water tank	The seal is damaged.	Fix the seal or contact the official Technical Support Service of Cecotec for reparation.
There is not enough water pressure.	There is not enough battery	Try again after charging
The device does not turn on	There is not enough battery	Try again after charging the device If the problem persists, contact the official Technical Support Service of Cecotec to repair it.
The device does not release water	You are using the device for the first time or it has not been used for a long time Water tank is out of water The water suction tube is not correctly placed or it is damaged	Add the proper water amount in the nozzle holder gap and try again after installing a nozzle Make sure there is enough water in the tank Check the water suction tube and, if there is any damage, contact the official Technical Support Service of Cecotec.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Bamba ToothCare 1100 Jet Liberty Product reference: 04314

Adapter: Input 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A Output: 5 V DC, 1 A, 5 W

Irrigator: Input 5 V DC, 1 A

Battery: Li-ion 3.7 V, 1900 mAh, 7.03 Wh IPX7

MADE IN CHINA | DESIGNED IN SPAIN

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

