

# AC860 Manual DK

|           |        |             |             |
|-----------|--------|-------------|-------------|
| Varenr.   | AC860  | Beskrivelse | Knærollator |
| Nettovægt | 9,8 kg | Max vægt    | 100 kg      |



For at spare plads i kassen, er gelænderet samlet omvendt. Vær opmærksom når du tager produktet ud af kassen.



Efter armlænets overtrækstør er placeret lodret, justeres foldningen til det øverste sæde og trykkes fast.



Plastikkransen i spændeåbningen fastgøres.



Påsat indkøbstasken.



Påsat knæpuden.



Monteringstilbehør:  
Pude 1 stk  
Drejehåndtag 2 stk  
Indkøbstaske 1 stk



Juster styret op eller ned



Sædet kan justeres frem og tilbage.



Sædehøjden er justerbar